



Technical File für/Fiche technique pour **Transfix**

Artikelnummer/Référence	213011 - 213014						
Bezeichnung/Désignation	Transfix elastische Gazebinden <i>Transfix Bandes de gaze élastique</i>						
Beschreibung/Description	Transfix elastische Gazefixierbinden <i>Transfix Bandes de gaze élastique de fixation</i>						
Eigenschaften/Propriétés	Weiche Fixierbinde, ohne Verbandsklammer, latexfrei <i>Bande de fixation douce, sans agrafe, sans latex</i>						
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. stérile double</i>						
Material/Zusammensetzung <i>Matériel/Composition</i>	100 % Polyester						
Farbe/Couleur	Rohweiss, écru						
Grösse / Mesure <i>Dimensions/Capacité</i> Gewicht/ Schachtel <i>Poids/ boîte</i>	Ref.	Grösse/ Taille	GTIN 1 (Kart. à 20 Stk. cart. de 10 pcs)	Gewicht Pois	Mi-Gel Nr./ Code Lima		
	213011	4 cm x 4 m	7640160160768	112 gr	35.01.06.01.1		
	213012	6 cm x 4 m	7640160160775	170 gr	35.01.06.03.1		
	213013	8 cm x 4 m	7640160160782	235 gr	35.01.06.05.1		
	213014	10 cm x 4 m	7640160160799	290 gr	35.01.06.05.1		
Reinigung/Nettoyage	n/a						
Verpackung/Emballage	Schachtel à 20 Stück Boîte de 20 pièces						
Markierung/Marquage	CE						
Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant	Forni medical gmbh CH-9214 Kradolf Delafa Srl. IT-20052 Monza						
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-19-01-02						
GMDN N°/ UMDNS	48126/ 102078						

EMDN	M03
GTIN Ebene 1/niveau 1	Siehe Tabelle oben/ voir tableau
GTIN Ebene 2/niveau 2	n/a
GTIN Ebene 3/niveau 3	n/a
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non
Notified Body / Nr.	n/a
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Zur Fixation leider Verbände oder Wundauflagen Pour bandage ou fixation de pansements
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal Par personnel médical
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme über 35 °C u/o Kälte (unter 8°C) lagern. Stocker au sec, ne pas laisser pour longtemps à la chaleur passé 35°C et/ou au froid (sous 8°C).
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre nach Herstellungsdatum 5 ans après la date de production
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3005.9050

