



















Technical File für/Fiche technique pour Halskrause / Collier cervical

Artikelnummer/Référence	42011 - 42041				
Bezeichnung/Désignation	Halskrause / Collier cervical				
Beschreibung/Description	Halskrause mit Klettverschluss und auswechselbarem Ersatz-Trickotschlauch, verstellbar von 36-60 cm / <i>Collier cervical avec fermeture velcro et tricot tubulaire de rechange, ajustable de 36-60 cm</i>				
Eigenschaften/Propriétés	Der Trickotschlauch aus 100 % Baumwolle sorgt für angenehmen Tragkomfort / <i>Le tricot tubulaire en 100% coton assure un ajustement confortable</i>				
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. stérile double</i>				
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	100 % Schaumstoff, latexfrei / <i>100 % mousse, sans latex</i>				
Farbe/ Couleur	Blau / <i>bleu</i>				
Masse/Kapazität Dimensions/Capacité	Ref.	Grösse/ Taille	Länge/Longueur Breite/Largeur	Ø	GTIN
	42011	Small	45 x 8 – 10 cm	3 cm	7640160162847
	42021	Medium	50 x 10 – 12 cm	3 cm	7640160162854
	42031	Large	53 x 10 – 12 cm	3 cm	7640160162861
	42041	X-Large	60 x 10 – 12 cm	3 cm	7640160162878
Gewicht/Poids	Small = 72 gr, Medium = 81 gr, Large = 113 gr, X-Large = 124 gr				
Reinigung/Nettoyage	Handwäsche bis 30°C, immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen, nicht im Tumbler trocknen. Nicht bügeln / <i>Lavable à la main jusqu'à 30°C ; fermer toujours tous les velcros avant lavage, sécher à l'aire libre. Ne pas repasser</i>				
Verpackung/Emballage	Karton à 1 Stück / <i>carton de 1 pièce</i>				

Markierung/ Marquage	CE						
Lieferant / Fournisseur Hersteller/ Fabricant CH-REP	Forni medical gmbh, Heldswilerstr.13, CH-9214 Kradolf Intex SA, E-20140 Andoain CMC Medical Devices GmbH - CH-6300 Zug						
Medizinproduktklasse/ <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-20-05-90						
Mi-Gel Code/ Code Lima	22.12.01.00.1						
UMDN/GMDN N°	n/a						
EMDN	n/a						
GTIN Ebene 1/siehe Tabelle	Voir tableau						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
Bioburden-Test vorhanden od Biokompatilibty/ <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck/ <i>Utilisation prévue</i>	Nach Operationen an der Halswirbelsäule und Traumata / <i>Après une opération sur le rachis cervicale et un traumatisme</i>						
Anwender/ <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>						
Lagerbedingungen/ <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30 °C / <i>Stocker au sec, entre 8 et 30°C</i>						
Einwegprodukt/Produit <i>jetable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui		<input type="checkbox"/> Nein/Non Pro Patient / <i>par patient</i>				
Sterilisierbares Produkt/ <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
Sterilisierbar mit/ <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma			<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur	
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Herstellungsdatum / <i>5 ans après date de production</i>						

Zolltarifnummer/ Numéro tarifaire douanier	9021.1000
Beutel-Etikette nach MDR/ Étiquette sachet selcon MDR	<p style="text-align: center;"><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p style="text-align: center;">REF 42021</p> <p>forni - Halskragen blau, Medium, mit Velcroverschluss forni - Minerve bleu, Medium, avec fermeture Velcro, recouvert d'un tube en tricot forni - Collare cervicale, blu, Medium, Minerva coperto d'un tubo di tricot</p> <p style="text-align: center;">Medium</p> <p style="text-align: center;">Beutel/ sachet/ sacchetto - 1 Stk/ pce/ pz</p> <p>   36112703    </p> <p>       2028-07  2023-07 </p> <p>  Forni Medical GmbH CH-9214 Kradolf +41 (71) 6423568 www.fornimedical.ch </p> <p>   </p> <p> Forni Medical GmbH CH-9214 Kradolf +41 (71) 6423568 www.fornimedical.ch </p> <p>  INTEX S.A. ES-20140 Andoain - (01)07640160162854 Spain (17)280715 +34 (94) 3590851 intex-sa.com (10)36112703 </p>