














**Technical File für/Fiche technique pour Beinschienen, gerade, mit Silikon /  
Attelles de genou, droite, avec silicone**

<b>Artikelnummer/Référence</b>	<b>50026.S – 50070.S</b>
<b>Bezeichnung/Désignation</b>	Forni-Beinschiene, 3-teilig, gerade, mit Silikon/ <i>Forni-Attelles pour genou, en 3 parties, droite, avec silicone</i>
<b>Beschreibung/Description</b>	<p><b>Beinschienen</b> mit je zwei herausnehmbaren Aluschienen auf jeder Seite und eine auf der Beinrückseite, sowie diversen Klettverschlüssen. Zwei eingenähte Silikonstreifen auf der Frottée-Innenseite verhindern das Abrutschen der Beinschiene. Zusätzlich verfügt jede Beinschiene über ein 2 x 40 cm, bzw. 2 x 20 cm, langes, schmales Band, das zur Fixierung eines Kühlbeutels dient. /</p> <p><i><b>Attelles pour le genou</b> avec deux attelles enlevables en aluminium de chaque côté, ainsi qu'une à l'arrière de la jambe et différentes fermetures velcro. Deux bandelettes en silicone cousues sur la partie frottée évitent le glissement de l'attelle. En plus chaque attelle a une bandelette velours d'environ 2 x 40 cm soit 2 x 20 cm (vers 50026 et 50036) pour la fixation d'une poche de glace.</i></p>
<b>Eigenschaften/Propriétés</b>	<p>Leicht anzuziehen, mit 6, bzw. 4 (bei 50026 ) verstellbaren Klettverschlüssen leicht zu schliessen, regulierbar; beidseitig verwendbar; angenehmer Tragkomfort, rutscht nicht dank Silikonstreifen /</p> <p><i>A mettre facilement, ajustable avec 6, soit 4 (vers 50026 ) fermetures velcro, facile à fermer et ajuster; utilisable pour les deux côtés ; agréable à porter, ne glisse pas, grâce aux bandelettes de silicone</i></p>
<b>Sterilität/Stérilité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <i>non stérile</i> <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <i>emb. stérile simple</i> <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>emb. stérile double</i>

<b>Material/Zusammensetzung</b> <i>Matériel/Composition</i>	Innenmaterial 100 % Baumwolle und zwei Streifen aus 100% Silikon Aussenmaterial 100 % Polyester, Latex- und PHT-frei / <i>Intérieur 100 % coton, et deux bandes en 100% silicone</i> <i>Extérieur 100 % polyester, sans latex- et DEHP-free</i>						
<b>Farbe/Couleur</b>	blau/ <i>bleu</i>						
<b>Masse / Kapazität</b> <i>Dimensions/Capacité</i>	<b>Ref.</b>	<b>Grösse/ Taille</b>	<b>Masse/ Neigung Mesures / inclinaison</b>	<b>Gewicht / poids</b>	<b>GTIN</b>		
	50026.S	X-Small	26cm / 0°	250 gr	7640160168979		
	50036.S	Small	36 cm / 0°	330 gr	7640160168986		
	50050.S	Uni	50 cm / 0°	510 gr	7640160168993		
	50058.S	Uni	58 cm / 0°	700 gr	7640160169006		
	50070.S	Uni	70 cm / 0°	800 gr	7640160169396		
<b>Reinigung/Nettoyage</b>	Waschbar bei 30°C, nicht im Tumbler trocknen. Immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen und die Aluminiumschienen entfernen. / <i>Lavable à 30°C, sécher à l'air libre, fermer toujours tous les velcros et enlever les attelles alu avant le lavage.</i>						
<b>Verpackung/Emballage</b>	Beutel à 1 Stück / <i>sachet de 1 pièce</i>						
<b>Markierung/Marquage</b>	CE						
<b>Lieferant / Fournisseur</b> <b>Hersteller / Fabricant</b>	Forni medical gmbh, Heldswilerstr. 13, 9214 Kradolf						
<b>Medizinproduktklasse</b> <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
<b>e-class</b>	34-20-02-04						
<b>Mi-Gel Code/ Code Lima</b>	05.04.13.00.1						
<b>UMDN/GMDN N°</b>	41065						
<b>EMDN</b>	V0880						
<b>GTIN Ebene 1/siehe Tabelle</b>	Voir tableau						
<b>GTIN Ebene 2/niveau 2</b>	n/a						
<b>Enthält/Contient</b>	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
<b>Bioburden-Test vorhanden od Biokompatilibty</b> <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
<b>Notified Body / Nr.</b>	n/a						
<b>Verwendungszweck</b> <i>Utilisation prévue</i>	Empfohlen nach operativen Eingriffen, Bänderriss und Meniskus / <i>Recommandé après interventions post-opératoires, ligament et ménisque</i>						

<b>Anwender</b> <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>
<b>Lagerbedingungen</b> <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30 ° C / <i>Stocker au sec, entre 8 et 30°C</i>
<b>Einwegprodukt/Produit</b> <i>jetable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/ <i>Oui</i> <input type="checkbox"/> Nein/ <i>Non</i> Pro Patient / <i>par patient</i>
<b>Sterilisierbares Produkt</b> <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/ <i>Oui</i> <input checked="" type="checkbox"/> Nein/ <i>Non</i>
<b>Sterilisierbar mit</b> <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/ <i>Rayons gamma</i> <input type="checkbox"/> Dampf/ <i>Vapeur</i>
<b>Haltbarkeit/Durabilité</b>	5 Jahre ab Herstellungsdatum / <i>5 ans après date de production</i>
<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000
<b>Beutel-Etikette nach MDR/</b> <i>Etiquette sachet</i> <i>selcon MDR</i>	<p><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p><b>REF 50070.S</b></p> <p>Forni - 3-teilige Beinschiene, 70 cm, gerade, blau, mit Silikon                  Forni - Attelle pour le genou 3 panneaux, 70 cm, droite, bleue, avec silicone                  Forni - Stecca per ginocchio di 3 parte, 70 cm, dirito, blu, con silicone</p> <p><b>Universal</b></p> <p>Beutel/ sachet/ sacchetto - 1 Stück/ pièce/ pezzo</p> <p>MD LOT 760917    </p> <p>CE      2026-12 2021-12</p> <p>UDI </p> <p> forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160169396                  +41 (71) 6423568 (17)261231                  www.fornimedical.ch (10)760917</p>