


















**Technical File für/Fiche technique pour *Beinschienen 3-teilig, gerade /
Attelles de genou, en 3 parties, droite***

Artikelnummer/Référence	50026-50070
Bezeichnung/Désignation	Forni-Beinschiene, 3-teilig, gerade / <i>Forni-Attelles pour genou, en 3 parties, droite</i>
Beschreibung/Description	<p>Beinschienen mit je zwei herausnehmbaren Aluschienen auf jeder Seite und eine auf der Beinrückseite, sowie diversen Klettverschlüssen. Zusätzlich verfügt jede Beinschiene über ein 2.5 x 50 cm langes, schmales Band, das zur Fixierung eines Kühlbeutels dient. /</p> <p>Attelles pour le genou avec deux attelles enlevables en aluminium de chaque côté, ainsi qu'une à l'arrière de la jambe et différentes fermetures velcro. En plus chaque attelle à une bandelette d'environ 2.5 x 50 cm pour la fixation d'une poche de glace.</p>
Eigenschaften/Propriétés	<p>Leicht anzuziehen, mit 6 verstellbaren Klettverschlüssen leicht zu schliessen, regulierbar; beidseitig verwendbar; angenehmer Tragkomfort /</p> <p><i>A mettre facilement, ajustable avec 6 fermetures velcro, facile à fermer et ajuster; utilisable pour les deux côtés ; agréable à porter</i></p>
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile</i> <i>emb. stérile simple</i> <i>emb. stérile double</i>
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	<p>Innenmaterial 100 % Baumwolle Aussenmaterial 100 % Polyester, Latex- und PHT-frei /</p> <p><i>Intérieur 100 % coton Extérieur 100 % polyester, sans latex- et DEHP-free</i></p>
Farbe/Couleur	blau/ <i>bleu</i>

Masse / Kapazität <i>Dimensions/Capacité</i>	Ref.	Grösse/ Taille	Masse/ Neigung <i>Mesures / inclinaison</i>	Gewicht / poids	GTIN		
	50026	Kinder/Enfant	26 cm / 0°	250 gr	7640160163660		
	50036	Kinder/Enfant	36 cm / 0°	330 gr	7640160163677		
	50050	Uni	50 cm / 0°	510 gr	7640160163684		
	50058	Uni	58 cm / 0°	700 gr	7640160163707		
	50070	Uni	70 cm / 0°	800 gr	7640160163721		
Reinigung/Nettoyage	Waschbar bei 30°C, nicht im Tumbler trocknen. Immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen und die Aluminiumschienen entfernen. / <i>Lavable à 30°C, sécher à l'air libre, fermer toujours tous les velcros et enlever les attelles alu avant le lavage.</i>						
Verpackung/Emballage	Beutel à 1 Stück / <i>sachet à 1 pièce</i>						
Markierung/Marquage	CE						
Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant	Forni medical gmbh, Heldswilerstr. 13, 9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-20-02-04						
Mi-Gel Code/ Code Lima	05.04.13.00.1						
UMDN/GMDN N°	41065						
EMDN	V0880						
GTIN Ebene 1/siehe Tabelle	Voir tableau						
GTIN Ebene 2/niveau 2	n/a						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
Bioburden-Test vorhanden od Biokompatilibty <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Empfohlen nach operativen Eingriffen, Bänderriss und Meniskus / <i>Recommandé après interventions post-opératoires, ligament et ménisque</i>						
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>						
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30 ° C / <i>Stocker au sec, entre 8 et 30°C</i>						
Einwegprodukt/Produit <i>jetable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui		<input type="checkbox"/> Nein/Non				
	Pro Patient / <i>par patient</i>						

Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Herstellungsdatum / 5 ans après date de production
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000
Beutel-Etikette nach MDR/ <i>Étiquette sachet</i> <i>selcon MDR</i>	<p style="text-align: center;"><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p style="text-align: center;">REF 50050</p> <p>Forni - 3-teilige Beinschiene, 50 cm, gerade, blau Forni - Attelle pour le genou 3 panneaux, 50 cm, droit, bleue Forni - Stecca per ginocchio di 3 parte, 50 cm, diritto, blu</p> <p style="text-align: center;">Universal</p> <p style="text-align: center;">Beutel/ sachet/ sacchetto - 1 Stück/ pièce/ pezzo</p> <p>   760917     </p> <p>       2026-12 2021-12 </p> <p style="text-align: right;">   </p> <p>  forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160163684 +41 (71) 6423568 (17)261231 www.fornimedical.ch (10)760917 </p>