














**Technical File für/Fiche technique pour *Beinschienen 3-teilig, gebogen 20°/ Attelles de genou, en 3 parties, flexion 20°***

<b>Artikelnummer/Référence</b>	<b>50240-50270</b>
<b>Bezeichnung/Désignation</b>	Forni-Beinschiene, 3-teilig, gebogen 20°/ <i>Forni-Attelles pour genou, en 3 parties, flexion 20°</i>
<b>Beschreibung/Description</b>	<p><b>Beinschienen</b> mit je zwei herausnehmbaren Aluschiene auf jeder Seite und eine auf der Beinrückseite, sowie diversen Klettverschlüssen. Zusätzlich verfügt jede Beinschiene über ein 2.5 x 40 cm langes, schmales Band, das zur Fixierung eines Kühlbeutels dient. /</p> <p><b>Attelles pour le genou</b> avec deux attelles enlevables en aluminium de chaque côté, ainsi qu'une à l'arrière de la jambe et différentes fermetures velcro. En plus chaque attelle à une bandelette d'environ 2.5 x 40 cm pour la fixation d'une poche de glace.</p>
<b>Eigenschaften/Propriétés</b>	<p>Leicht anzuziehen, mit 6 verstellbaren Klettverschlüssen leicht zu schliessen, regulierbar; beidseitig verwendbar; angenehmer Tragkomfort /</p> <p><i>A mettre facilement, ajustable avec 6 fermetures velcro, facile à fermer et ajuster; utilisable pour les deux côtés ; agréable à porter</i></p>
<b>Sterilität/Stérilité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile                                      emb. stérile simple                                      emb. stérile double</i>
<b>Material/Zusammensetzung Matériel/Composition</b>	<p>Innenmaterial 100 % Baumwolle                  Aussenmaterial 100 % Polyester, Latex- und PHT-frei /  <i>Intérieur 100 % coton                  Extérieur 100 % polyester, sans latex- et DEHP-free</i></p>
<b>Farbe/Couleur</b>	blau/ <i>bleu</i>

Masse / Kapazität <i>Dimensions/Capacité</i>	Ref.	Grösse/ Taille	Masse/ Neigung <i>Mesures / inclinaison</i>	Gewicht / poids	GTIN		
	50240	Kinder/Enfant	40 cm / 20°	460 gr	7640160163790		
	50250	Uni	50 cm / 20°	570 gr	7640160163806		
	50258	Uni	58 cm / 20°	720 gr	7640160163813		
	50270	Uni	70 cm / 20°	910 gr	7640160163820		
<b>Reinigung/Nettoyage</b>	Waschbar bei 30°C, nicht im Tumbler trocknen. Immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen und die Aluminiumschienen entfernen. / <i>Lavable à 30°C, sécher à l'air libre, fermer toujours tous les velcros et enlever les attelles alu avant le lavage.</i>						
<b>Verpackung/Emballage</b>	Beutel à 1 Stück / <i>sachet à 1 pièce</i>						
<b>Markierung/Marquage</b>	CE						
<b>Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant</b>	Forni medical gmbh, Heldswilerstr. 13, 9214 Kradolf						
<b>Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i></b>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
<b>e-class</b>	34-20-02-04						
<b>Mi-Gel Code/ Code Lima</b>	05.04.13.00.1						
<b>UMDN/GMDN N°</b>	41065						
<b>EMDN</b>	V0880						
<b>GTIN Ebene 1/siehe Tabelle</b>	Sieh Tabelle / <i>Voir tableau</i>						
<b>GTIN Ebene 2/niveau 2</b>	n/a						
<b>Enthält/Contient</b>	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP						
<b>Bioburden-Test vorhanden od Biokompatilibty <i>Essai bioburden disponible</i></b>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non						
<b>Notified Body / Nr.</b>	n/a						
<b>Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i></b>	Empfohlen nach operativen Eingriffen, Bänderriss und Meniskus / <i>Recommandé après interventions post-opératoires, ligament et ménisque</i>						
<b>Anwender <i>Utilisateur</i></b>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>						
<b>Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i></b>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30 ° C / <i>Stocker au sec, entre 8 et 30°C</i>						
<b>Einwegprodukt/Produit <i>jetable</i></b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non Pro Patient / <i>par patient</i>						



<b>Sterilisierbares Produkt</b> <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
<b>Sterilisierbar mit</b> <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
<b>Haltbarkeit/Durabilité</b>	5 Jahre ab Herstellungsdatum / 5 ans après date de production
<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000
<b>Beutel-Etikette nach MDR/</b> <i>Etiquette sachet</i> <i>selcon MDR</i>	<p style="text-align: center;"><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p style="text-align: center;"><b>REF 50270</b></p> <p>Forni - 3-teilige Beinschiene, 70 cm, 20°, blau                  Forni - Attelle pour le genou 3 panneaux, 70 cm, 20°, bleue                  Forni - Stecca per ginocchio 3 parte, 70 cm, 20°, blu</p> <p style="text-align: center;"><b>Universal</b></p> <p style="text-align: center;">Beutel/ sachet/ sacchetto - 1 Stück/ pièce/ pezzo</p> <p> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MD</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</span> 760907                         </p> <p>                       2025-05                  2020-05             </p> <p style="text-align: right;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">UDI</span>  </p> <p>                 forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160163820                  +41 (71) 6423568 (17)250501                  www.fornimedical.ch (10)760907             </p>