






















**Technical File für/Fiche technique pour Forni-Beinschienen, gerade, mit Silikon/
Atelles de genou, droite, avec silicone**

Artikelnummer/Référence	60002.S-60005.S
Bezeichnung/Désignation	Beinschienen, gerade, mit Silikon / <i>Atelles pour le genou, droite, avec silicone</i>
Beschreibung/Description	<p>Beinschiene mit je zwei herausnehmbaren Aluschienen auf jeder Seite und eine auf der Beinrückseite, sowie diversen Klettverschlüssen. Zwei eingenähte Silikonstreifen auf der Frottée-Innenseite verhindern das Abrutschen der Beinschiene. Zusätzlich verfügt jede Beinschiene über ein 2.5 x 50 cm langes, schmales Band, das zur Fixierung eines Kühlbeutels dient</p> <p>Achtung: Die rutschfesten Knieschienen nicht direkt auf der Haut verwenden. Verbrennungsgefahr! Hosen oder einen Trikotstrumpf darunterziehen. /</p> <p><i>Atelles pour le genou avec deux attelles enlevables en aluminium de chaque côté, ainsi qu'une à l'arrière de la jambe et différentes fermetures velcro. Deux bandelettes en silicone cousues sur la partie frottée évitent le glissement de l'attelle. En plus chaque attelle à une bandelette d'environ 2.5 x 50 cm pour la fixation d'une poche de glace.</i></p> <p>Attention : Ne pas mettre les attelles de genoux antiglisse (avec silicone) directement sur la peau. Risque de brûlures ! Mettre sur un pantalon ou un bas tubulaire.</p>
Eigenschaften/Propriétés	<p>Leicht anzuziehen, mit 6 verstellbaren Klettverschlüssen leicht zu schliessen, regulierbar; beidseitig verwendbar; angenehmer Tragkomfort, rutscht nicht, dank der Silikonstreifen /</p> <p><i>A mettre facilement, ajustable avec 6 fermetures velcro, facile à fermer et ajuster; utilisable pour les deux côtés ; agréable à porter, ne glisse pas, grâce aux bandelettes de silicone</i></p>

Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <i>non stérile</i>					<input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <i>emb. stérile simple</i>					<input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>emb. stérile double</i>				
Material/Zusammensetzung <i>Matériel/Composition</i>	Innenmaterial: 100 % Baumwolle und zwei Streifen aus 100% Silikon Aussenmaterial: 100 % Polyester, Latex- und PHT-frei / <i>Intérieur : 100 % coton et deux bandes en 100% silicone</i> <i>Extérieur : 100 % polyester, sans latex et DEHP-free</i>														
Farbe/Couleur	Blau / <i>bleu</i>														
Masse / Kapazität <i>Dimensions/Capacité</i>	Ref.	Grösse/ Taille	Länge/ Longueur	Gewicht/ poids	GTIN										
	60002.S	Small	60 cm / 0°	610 gr	7640160169099										
	60003.S	Medium	60 cm / 0°	624 gr	7640160169105										
	60004.S	Large	60 cm / 0°	641 gr	7640160169112										
	60005.S	X-Large	60 cm / 0°	657 gr	7640160169129										
Reinigung/Nettoyage	Nicht im Tumbler trocknen. Immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen und die Aluminiumschienen entfernen /  <i>Ne pas sécher dans le tumbler, toujours fermer tous les velcros avant le lavage et retirer les rails en aluminium</i>														
Verpackung/Emballage	Beutel à 1 Stk / <i>sachet à 1 pce</i>														
Markierung/Marquage															
Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant	Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse 13, 9214 Kradolf														
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III								
e-class	34-20-02-04														
Mi-Gel Code/ Code Lima	05.04.13.00.1														
UMDN/GMDN N°	41065														
EMDN	V0880														
GTIN Ebene 1/siehe Tabelle	<i>voir tableau</i>														
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex					<input type="checkbox"/> DEHP									
Bioburden-Test vorhanden od Biokompatilibty <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui					<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non									
Notified Body / Nr.	n/a														
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Empfohlen nach operativen Eingriffen, Bänderriss und Meniskus / <i>Recommandé dans la phase post-opératoire, déchirure des ligaments et ménisque</i>														
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>														

Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30 ° C / <i>Stocker au sec, entre 8 et 30°C</i>
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non Pro Patient/ par patient
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Herstellungsdatum / <i>5 ans après date de production</i>
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000
Beutel-Etikette nach MDR/ <i>Etiquette sachet selcon MDR</i>	<p><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p>REF 60002.S</p> <p>Forni - Beinschiene, 60 cm, 0°, blau, mit Silikon, Small Forni - Attelle pour le genou, 60 cm, 0°, bleue, avec silicone, Small Forni - Stecca per ginocchio, 60 cm, 0°, blu, con silicone, Small</p> <p>60 cm, 0° - Small Beutel/ sachet/ sacchetto - 1 Stück/ pièce/ pezzo</p> <p>   760910     </p> <p>        </p> <p>  </p> <p>   </p> <p>  forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160169099 +41 (71) 6423568 (17)261031 www.fornimedical.ch (10)760910 </p>