














**Technical File für/Fiche technique pour Beinschienen, gebogen 20°/  
Attelles de genou, avec flexion 20°**

<b>Artikelnummer/Référence</b>	<b>60202 - 60205</b>
<b>Bezeichnung/Désignation</b>	Forni-Beinschiene, gebogen 20° / <i>Forni-Attelles pour genou, avec flexion 20°</i>
<b>Beschreibung/Description</b>	<p><b>Beinschienen</b> mit je zwei herausnehmbaren Aluschienen auf jeder Seite und eine auf der Beinrückseite, sowie diversen Klettverschlüssen. Zusätzlich verfügt jede Beinschiene über ein 2.5 x 50 cm langes, schmales Band, das zur Fixierung eines Kühlbeutels dient. /</p> <p><b>Attelles pour le genou</b> avec deux attelles enlevables en aluminium de chaque côté, ainsi qu'une à l'arrière de la jambe et différentes fermetures velcro. En plus chaque attelle à une bandelette d'environ 2.5 x 50 cm pour la fixation d'une poche de glace.</p>
<b>Eigenschaften/Propriétés</b>	<p>Leicht anzuziehen, mit 6 verstellbaren Klettverschlüssen leicht zu schliessen, regulierbar; beidseitig verwendbar; angenehmer Tragkomfort /</p> <p><i>A mettre facilement, ajustable avec 6 fermetures velcro, facile à fermer et ajuster; utilisable pour les deux côtés ; agréable à porter</i></p>
<b>Sterilität/Stérilité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile                                      emb. stérile simple                                      emb. stérile double</i>
<b>Material/Zusammensetzung Matériel/Composition</b>	<p>Innenmaterial 100 % Baumwolle                  Aussenmaterial 100 % Polyester, Latex- und PHT-frei /  <i>Intérieur 100 % coton                  Extérieur 100 % polyester, sans latex- et DEHP-free</i></p>

<b>Farbe/Couleur</b>	blau/ bleu						
<b>Masse / Kapazität</b> <i>Dimensions/Capacité</i>	<b>Ref.</b>	<b>Grösse/ Taille</b>	<b>Masse/ Neigung</b> <i>Mesures / inclinaison</i>	<b>Gewicht / poids</b>	<b>GTIN</b>		
	60202	Small	60 cm / 20°	489 gr	7640160164919		
	60203	Medium	60 cm / 20°	494 gr	7640160164933		
	60204	Large	60 cm / 20°	524 gr	7640160164957		
	60205	X-Large	60 cm / 20°	543 gr	7640160164971		
<b>Reinigung/Nettoyage</b>	Waschbar bei 30°C, nicht im Tumbler trocknen. Immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen und die Aluminiumschienen entfernen. / <i>Lavable à 30°C, sécher à l'air libre, fermer toujours tous les velcros et enlever les attelles alu avant le lavage.</i>						
<b>Verpackung/Emballage</b>	Beutel à 1 Stück / <i>sachet de 1 pièce</i>						
<b>Markierung/Marquage</b>	CE						
<b>Lieferant / Fournisseur</b> <b>Hersteller / Fabricant</b>	Forni medical gmbh, Heldswilerstr. 13, 9214 Kradolf						
<b>Medizinproduktklasse</b> <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
<b>e-class</b>	34-20-02-04						
<b>Mi-Gel Code/ Code Lima</b>	05.04.13.00.1						
<b>UMDN/GMDN N°</b>	41065						
<b>EMDN</b>	V0880						
<b>GTIN Ebene 1/siehe Tabelle</b>	Sieh Tabelle / <i>Voir tableau</i>						
<b>GTIN Ebene 2/niveau 2</b>	n/a						
<b>Enthält/Contient</b>	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
<b>Bioburden-Test vorhanden od Biokompatibilität</b> <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
<b>Notified Body / Nr.</b>	n/a						
<b>Verwendungszweck</b> <i>Utilisation prévue</i>	Empfohlen nach operativen Eingriffen, Bänderriss und Meniskus / <i>Recommandé après interventions post-opératoires, ligament et ménisque</i>						
<b>Anwender</b> <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>						
<b>Lagerbedingungen</b> <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30 ° C / <i>Stocker au sec, entre 8 et 30°C</i>						
<b>Einwegprodukt/Produit jetable</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui		<input type="checkbox"/> Nein/Non				
	Pro Patient / <i>par patient</i>						

<b>Sterilisierbares Produkt</b> <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
<b>Sterilisierbar mit</b> <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
<b>Haltbarkeit/Durabilité</b>	5 Jahre ab Herstellungsdatum / 5 ans après date de production
<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000
<b>Beutel-Etikette nach MDR/</b> <i>Étiquette sachet</i> <i>selcon MDR</i>	<p style="text-align: center;"><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p style="text-align: center;"><b>REF 60202</b></p> <p>Forni - Beinschiene, 60 cm, 20°, blau, Small                  Forni - Attelle pour le genou, 60 cm, 20°, bleue , Small                  Forni - Stecca per ginocchio, 60 cm, 20°, blu , Small</p> <p style="text-align: center;"><b>60 cm, 20° - Small</b>                  Beutel/ sachet/ sacchetto - 1 Stück/ pièce/ pezzo</p> <p> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MD</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</span> 760913                         </p> <p>      <span style="margin-left: 10px;">2026-06</span>  <span style="margin-left: 100px;">2021-06</span> </p> <p style="text-align: right;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">UDI</span>  </p> <p>                  forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160164919                  +41 (71) 6423568 (17)260630                  www.fornimedical.ch (10)760913             </p>