






**Technical File für/Fiche technique pour Beinschienen, gebogen 20°, mit Silikon /
Attelles de genou, avec flexion 20°, avec silicone**

Artikelnummer/Référence	60202.S – 60205.S
Bezeichnung/Désignation	Forni-Beinschiene, gebogen 20°, mit Silikon/ <i>Forni-Attelles pour genou, avec flexion 20°, avec silicone</i>
Beschreibung/Description	<p>Beinschienen mit je zwei herausnehmbaren Aluschienen auf jeder Seite und eine auf der Beinrückseite, sowie diversen Klettverschlüssen. Zwei eingenähte Silikonstreifen auf der Frottée-Innenseite verhindern das Abrutschen der Beinschiene. Zusätzlich verfügt jede Beinschiene über ein 2.5 x 50 cm langes, schmales Band, das zur Fixierung eines Kühlbeutels dient. /</p> <p><i>Attelles pour le genou avec deux attelles enlevables en aluminium de chaque côté, ainsi qu'une à l'arrière de la jambe et différentes fermetures velcro. Deux bandelettes en silicone cousues sur la partie frottée évitent le glissement de l'attelle. En plus chaque attelle à une bandelette d'environ 2.5 x 50 cm pour la fixation d'une poche de glace.</i></p>
Eigenschaften/Propriétés	<p>Leicht anzuziehen, mit 6 verstellbaren Klettverschlüssen leicht zu schliessen, regulierbar; beidseitig verwendbar; angenehmer Tragkomfort, rutscht nicht dank Silikonstreifen /</p> <p><i>A mettre facilement, ajustable avec 6 fermetures velcro, facile à fermer et ajuster; utilisable pour les deux côtés ; agréable à porter, ne glisse pas, grâce aux bandelettes de silicone</i></p>
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. stérile double</i>
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	<p>Innenmaterial 100 % Baumwolle und zwei Streifen aus 100% Silikon Aussenmaterial 100 % Polyester, Latex- und PHT-frei /</p> <p><i>Intérieur 100 % coton, et deux bandes en 100% silicone Extérieur 100 % polyester, sans latex- et DEHP-free</i></p>



Farbe/Couleur	blau/ bleu						
Masse / Kapazität <i>Dimensions/Capacité</i>	Ref.	Grösse/ Taille	Masse/ Neigung <i>Mesures / inclinaison</i>	Gewicht <i>/ poids</i>	GTIN		
	60202.S	Small	60 cm / 20°	603 gr	7640160169136		
	60203.S	Medium	60 cm / 20°	645 gr	7640160169143		
	60204.S	Large	60 cm / 20°	675 gr	7640160169150		
	60205.S	X-Large	60 cm / 20°	752 gr	7640160169167		
Reinigung/Nettoyage	Waschbar bei 30°C, nicht im Tumbler trocknen. Immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen und die Aluminiumschienen entfernen. / <i>Lavable à 30°C, sécher à l'air libre, fermer toujours tous les velcros et enlever les attelles alu avant le lavage.</i>						
Verpackung/Emballage	Beutel à 1 Stück / <i>sachet de 1 pièce</i>						
Markierung/Marquage	CE						
Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant	Forni medical gmbh, Heldswilerstr. 13, 9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-20-02-04						
Mi-Gel Code/ Code Lima	05.04.13.00.1						
UMDN/GMDN N°	41065						
EMDN	V0880						
GTIN Ebene 1/siehe Tabelle	Voir tableau						
GTIN Ebene 2/niveau 2	n/a						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
Bioburden-Test vorhanden od Biokompatibilität <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Empfohlen nach operativen Eingriffen, Bänderriss und Meniskus / <i>Recommandé après interventions post-opératoires, ligament et ménisque</i>						
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>						
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30 ° C / <i>Stocker au sec, entre 8 et 30°C</i>						
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui		<input type="checkbox"/> Nein/Non				
	Pro Patient / <i>par patient</i>						

Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Herstellungsdatum / 5 ans après date de production
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000
Beutel-Etikette nach MDR/ <i>Étiquette sachet</i> <i>selon MDR</i>	<div style="text-align: center;">  <p>REF 60202.S</p> <p>Forni - Beinschiene, 60 cm, 20°, blau, mit Silikon, Small Forni - Attelle pour le genou, 60 cm, 20°, bleue, avec silicone, Small Forni - Stecca per ginocchio, 60 cm, 20°, blu, con silicone, Small</p> <p>60 cm, 20° - Small Beutel/ sachet/ sacchetto - 1 Stück/ pièce/ pezzo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MD</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT 760910</div> <div style="text-align: center;">!</div> <div style="text-align: center;">☂</div> <div style="text-align: center;">PH</div> <div style="text-align: center;">CA</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;">CE</div> <div style="text-align: center;">⊗</div> <div style="text-align: center;">1</div> <div style="text-align: center;">☀</div> <div style="text-align: center;">⚠</div> <div style="text-align: center;">⌚ 2026-10</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;">⌚ 2021-10</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">UDI</div>  </div> <div style="margin-top: 20px;">  <p>forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160169136 +41 (71) 6423568 (17)261031 www.fornimedical.ch (10)760910</p> </div> </div>