














**Technical File für/Fiche technique pour forni Crêpe elastische Gazefixierbinde / bande de gaze élastique forni Crêpe**

<b>Artikelnummer/Référence</b>	<b>34114 - 34120</b>				
<b>Bezeichnung/Désignation</b>	forni Crêpe elastische Gazefixierbinde / forni crêpe bande de gaze élastique				
<b>Beschreibung/Description</b>	Elastische Gazefixierbinde / Bandes de gaze élastiques				
<b>Eigenschaften/Propriétés</b>	Sehr weiche Qualität, ohne Verbandsklammer / Très molle qualité, sans agrafe				
<b>Sterilität/Stérilité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile</i> <i>emb. stérile simple</i> <i>emb. stérile double</i>				
<b>Material/Zusammensetzung Matériel/Composition</b>	42 % Baumwolle, 29 % Viskose & 29 % Polyamid Latex & PHT frei Materialgewicht; m2 = 32 gr /  42 % coton, 29 % viscose & 29 % Polyamide latex & PHT free poids matériel; m2 = 32 gr				
<b>Farbe/Couleur</b>	weiss / blanc				
<b>Masse / Kapazität Dimensions/Capacité</b>	<b>Ref.</b>	<b>Grösse /Taille</b>	<b>Gewicht / poids</b>	<b>GTIN</b>	<b>Mi-Gel / Code Lima</b>
	34114	4 cm x 4 m	138 gr	7640160162038	35.01.06.01.1
	34116	6 cm x 4 m	194 gr	7640160162045	35.01.06.03.1
	34118	8 cm x 4 m	273 gr	7640160162052	35.01.06.05.1
	34120	10 cm x 4 m	294 gr	7640160162069	35.01.06.05.1



<b>Gewicht/Poids</b>	Siehe Tabelle / <i>Voir tableau</i>						
<b>Reinigung/Nettoyage</b>	Handwäsche, an der Luft trocknen / <i>Lavable à la main, sécher à l'aire libre</i>						
<b>Verpackung/Emballage</b>	Schachtel à 20 Stück / <i>Boîte de 20 pièces</i>						
<b>Markierung/Marquage</b>	CE						
<b>Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant</b>	Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse. 13, 9214 Kradolf Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse. 13, 9214 Kradolf						
<b>Medizinproduktklasse Classe dispositifs médicaux</b>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
<b>e-class</b>	34-19-01-02						
<b>Mi-Gel Code/ Code Lima</b>	Siehe Tabelle / <i>voir tableau</i>						
<b>UMDN/GMDN N°</b>	10274						
<b>EMDN</b>	M03						
<b>GTIN Ebene 1/siehe Tabelle</b>	<i>Voir tableau</i>						
<b>Enthält/Contient</b>	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
<b>Bioburden-Test vorhanden od Biokompatilibty Essai bioburden disponible</b>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
<b>Notified Body / Nr.</b>	n/a						
<b>Verwendungszweck Utilisation prévue</b>	Als Verband für alle Extremitäten, auch zur Fixierung von Verbänden / <i>Pour bandage des extrémités pour fixation de pansements</i>						
<b>Anwender Utilisateur</b>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>						
<b>Lagerbedingungen Conditions de stockage</b>	Trocken lagern, nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme über 30 °C u/o Kälte (unter 8°C) lagern / <i>Stocker au sec, ne pas laisser pour longtemps à la chaleur passé 30°C et/ou au froid (sous 8°C)</i>						
<b>Einwegprodukt/Produit jetable</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui		<input type="checkbox"/> Nein/Non Pro Patient / par patient				
<b>Sterilisierbares Produkt Produit stérilisable</b>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input type="checkbox"/> Nein/Non				
<b>Sterilisierbar mit Stérilisable avec</b>	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma			<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur	
<b>Haltbarkeit/Durabilité</b>	5 Jahre ab Herstellungsdatum / <i>5 ans après date de production</i>						

<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3005.9000
<b>Beutel-Etikette nach MDR/</b> <i>Etiquette sachet</i> selcon MDR	<p style="text-align: center;"><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p style="text-align: center;"><b>REF 34120</b></p> <p>forni - Crêpe Elastische Gazefixierbinde, 10 cm x 4 m, weiss, Schachtel à 20 Stück                  forni - Bande de gaze élastique, 10 cm x 4 m, blanche, boîte de 20 pièces                  forni - Crêpe Benda di garza elastica, 10 cm x 4 m, bianca, scatola da 20 pezzi</p> <p style="text-align: center;"><b>10 cm x 4 m</b></p> <p style="text-align: center;">Schachtel/ carton/ scatola - 20 Stück/ pièces/ pezzi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MD</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</span> <span>567-21</span> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>CE</span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> </div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span></span> <span></span> <span></span> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span></span> <span>2026-07</span> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span></span> <span>2021-07</span> </div> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">UDI</span>  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="font-size: small;">                  forni medical gmbh CH-9214 Kradolf                  +41 (71) 6423568                  www.fornimedical.ch             </div> <div style="font-size: small;">                 (01)07640160162069                  (17)260731                  (10)567-21             </div> </div>