



Technical File für/Fiche technique pour Crochet elastische Gazefixierbinde / bande de gaze élastique Crochet

Artikelnummer/Référence	21344 - 21350				
Bezeichnung/Désignation	Crochet elastische Gazefixierbinde / Crochet bande de gaze élastique				
Beschreibung/Description	Elastische Gazefixierbinde / Bandes de gaze élastiques				
Eigenschaften/Propriétés	Sehr weiche Qualität, ohne Verbandsklammer, Elastizität 50% / Très molle qualité, sans agrafe, éxtention 50%				
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile</i> <i>emb. stérile simple</i> <i>emb. stérile double</i>				
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	36 % Baumwolle & 64 % Polyamid, Latex & PHT frei, Materialgewicht: m2 = 38 gr / 36 % coton & 64 % polyamide, latex & PHT free, poids matériel: m2 = 38 gr				
Farbe/Couleur	rohweiss / écru				
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	Ref.	Grösse/ Taille	Gewicht / poids	GTIN	Mi-Gel Code/ Code Lima
	21344	4 cm x 4 m	160 gr	7640160160812	35.01.06.12.1
	21346	6 cm x 4 m	222 gr	7640160160829	35.01.06.14.1
	21348	8 cm x 4 m	235 gr	7640160160836	35.01.06.16.1
	21350	10 cm x 4 m	349 gr	7640160160843	35.01.06.18.1
Gewicht/Poids	Siehe Tabelle / Voir tableau				
Reinigung/Nettoyage	Handwäsche, an der Luft trocknen / Lavable à la main, sécher à l'aire libre				

Verpackung/Emballage	Schachtel à 20 Stück, einzeln in Cellophan verpackt / <i>Boîte de 20 pièces, emballage individuel en cellophane</i>
Markierung/Marquage	CE
Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant	Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse. 13, 9214 Kradolf Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse. 13, 9214 Kradolf
Medizinproduktklasse Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> Ir <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III
e-class	35.01.06.02.1
Mi-Gel Code/ Code Lima	Siehe Tabelle / <i>Voir tableau</i>
UMDN/GMDN N°	10274
EMDN	M03
GTIN Ebene 1/siehe Tabelle	<i>Voir tableau</i>
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP
Bioburden-Test vorhanden od Biokompatibilität Essai bioburden disponible	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Notified Body / Nr.	n/a
Verwendungszweck Utilisation prévue	Als Verband für alle Extremitäten, auch zur Fixierung von Verbänden / <i>Pour bandage des extrémités pour fixation de pansements</i>
Anwender Utilisateur	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>
Lagerbedingungen Conditions de stockage	Trocken lagern, nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme über 30 °C u/o Kälte (unter 8°C) lagern / <i>Stocker au sec, ne pas laisser pour longtemps à la chaleur passé 30°C et/ou au froid (sous 8°C)</i>
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non Pro Patient / <i>par patient</i>
Sterilisierbares Produkt Produit stérilisable	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit Stérilisable avec	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Herstellungsdatum / <i>5 ans après date de production</i>
Zolltarifnummer Numéro tarifaire douanier	3005.9000

Beutel-Etikette nach MDR/
Etiquette sachet
selcon MDR

fm forni medical gmbh

REF 21350

Elastische Gazefixierbinde "Crochet" 10 cm x 4 m, einzeln in Cellux verpackt
Bande elastique de fixation "crochet" 10 cm x 4 m, emballage de 1 pc en cellux
Benda elastica di fissione "crochet" 10 cm x 4 m, imballato à 1 pz in cellux

10 cm x 4 m

Karton/ carton/ scatola - 20 Stk/ pcs/ pzi

MD **LOT** 214206



CE



2026-09

2021-09

UDI



forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160160843
+41 (71) 6423568 (17)260930
www.fornimedical.ch (10)214206

ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

