













Technical File für/Fiche technique pour Urinbeutelhänger/ Support pour sacs à urine

Artikelnummer/Référence	00101						
Bezeichnung/Désignation	Urinbeutelabhängiger/ Support pour sacs à urine						
Beschreibung/Description	Urinbeutelabhängiger zur Fixierung ans Bett / Support pour sacs à urine pour le lit						
Eigenschaften/Propriétés	Latex- und DEHP-frei/ sans latex et DEHP						
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril non stérile	<input type="checkbox"/> einfach steril verpackt emb. stérile simple	<input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt emb. stérile double				
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	PVC						
Farbe/Couleur	dunkelblau/ bleu foncé						
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	Ref.	Grösse/Taille	Gewicht/ VE Poids/ sachet	GTIN (sachet)			
	0101	Universalgrösse/ taille unique	168 gr	7640160160027			
Reinigung/Nettoyage	Mit Seife abwaschbar, oder mit Desinfektionsmittel reinigen / Lavable avec du savon ou avec du désinfectant						
Verpackung/Emballage	Beutel à 10 Stück/ Sachet de 10 pièces						
Markierung/Marquage	CE						
Hersteller/Fabricant	Changshu Taining Medical Equipment Co., Ltd NAN Shou, Yangyuan Town, Changshu, Jiangsu, CN-215562						
Lieferant / Fournisseur / CH-REP	forni medical gmbh – CH-9214 Kradolf forni medical gmbh – CH-9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34380408						
Mi-Gel Code/ Code Lima	n/a						
GMDN N°	41052						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
Bioburden-Test vorhanden Essai bioburden disponible	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
Notified Body / Nr.	n/a						

Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Damit die Urinbeutel nicht auf dem Boden liegen, werden diese mittels Urinbeutelabhängiger am Bett oder einer geeigneten Stelle aufgehängt. Der Schlauch wird in die richtige Position gebracht, sodass er nicht knickt und es keinen Rückstau gibt. / <i>Le support est utilisé pour éviter que le sac à urine soit par terre. Il se fixe soit au lit ou à une place appropriée. Le tuyau est à positionner correctement, afin qu'il ne se reproduise pas de rétention d'urine dans le tuyau.</i>
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par le personnel médical</i>
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Kühl und trocken lagern, ideal bei 8 – 30 °C <i>Conserver au sec et frais, idéal entre 8 – 30 °C</i>
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non pro patient/ par patient
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre nach Produktionsdatum / <i>5 ans après date de production</i>
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3924.9000
Etikette nach MDR/ <i>Etiquette selon MDR</i>	<div style="text-align: center;"> <p>fm forni medical gmbh</p> <p>REF 00101</p> <p>Urinbeutelhalter dunkelblau, Beutel à 10 Stück Dispositif du suspension pour sacs à urine, bleu foncé, sachet de 10 pièces Sospensione sacchi urine blu scuro, sacchetto da 10 pezzi</p> <p>Universal</p> <p>Beutel/sachet/sacchetto - 10 Stk/ pcs/ pz</p> <p> MD LOT 789-21 </p> <p>    </p> <p>      2025-09 </p> <p> CH REP 2020-09 </p> <p>Forni medical GmbH CH-9214 Kradolf +41 (71) 6423568 www.fornimedical.ch</p> <p>  Forni medical GmbH CH-9214 Kradolf +41 (71) 6423568 www.fornimedical.ch </p> <p>   </p> <p> Changshu Taining Medical Equip. Co. (01)07640160160027 Ltd. CN-215562 Changshu (17)250930 +86 (512) 52475879 (10)789-21 </p> </div>