













Technical File für/Fiche technique pour pour forni COESIVA Kohäsive Gazefixierbinde / bande de gaze cohésive forni COESIVA

Artikelnummer/Référence	43162 - 43170			
Bezeichnung/Désignation	FORNI COESIVA Gazefixierbinde, latex & PHT frei / FORNI COESIVA bande de gaze cohésive, sans latex et PHT			
Beschreibung/Description	Selbstklebende Gazefixierbinde / Bande de gaze de fixation cohésive			
Eigenschaften/Propriétés	Sehr weiche Qualität, ohne Verbandsklammer / Qualité très molle, sans agrafe			
Sterilität/ Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile</i> <i>emb. stérile simple</i> <i>emb. stérile double</i>			
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	42 % Baumwolle, 29 % Viscose & 29 % Polyamid Latex & PHT frei Materialgewicht; m2 = 50 gr, Elastizität; 50% / 42 % coton, 29 % viscose & 29 % polyamide, sans latex & PHT poids matériel; m2 = 50 gr, Extension; 50%			
Farbe/ Couleur	weiss/ blanc			
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	Ref:	Grösse/ Taille	Mi-Gel –Code/ Code Lima	Gewicht/Schach. Poids / boîte
Mi-Gel-Code/ Gewicht/ Code Lima/ Poids	43162	2,5 cm x 4 m	35.01.06.11.1	128 gr
	43164	4 cm x 4 m	35.01.06.12.1	144 gr
	43166	6 cm x 4 m	35.01.06.14.1	180 gr
	43168	8 cm x 4 m	35.01.06.16.1	217 gr
	43170	10 cm x 4 m	35.01.06.18.1	302 gr
GTIN 1/ Stück/pièce	Ref:	GTIN 1/ Stk. - pce	GTIN 2/ Sch. 10 Stk./ boîte 10 pces	GTIN 3/ Karton 34 Sch./ carton 34 pces
GTIN 2/ Schachtel/ boîte	43162	7640160169525	7640160163080	7640160169532
GTIN 3/ Karton / carton	43164	7640160167934	7640160163097	7640160167767
	43166	7640160165893	7640160167637	7640160167644
	43168	7640160169433	7640160166951	7640160169440
	43170	7640160160249	7640183350252	7640183350269

Gewicht/ Poids	Siehe Tabelle / voir tableau						
Reinigung/ Nettoyage	n/a						
Verpackung/ Emballage	Schachtel à 10 Stück, = 4 m einzeln in Cellophan verpackt / Boîte de 10 pièces, = 4 m emballage individuel en cellophane						
Markierung/ Marquage	CE						
Lieferant/ Fournisseur Hersteller/ Fabricant	Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse 13, 9214 Kradolf Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse. 13, 9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse/ Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-19-01-02						
Mi-Gel Code/ Code Lima	Siehe Tabelle/ voir tableau						
UMDN/GMDN N°	10274						
EMDN	M03						
GTIN Ebene 1/ siehe Tabelle	Voir tableau						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP						
Bioburden-Test vorhanden od Biokompatibilität/ Essai bioburden disponible	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non						
Notified Body Nr.	n/a						
Verwendungszweck/ Utilisation prévue	Als Verband für alle Extremitäten, auch zur Fixierung von Verbänden / Pour bandage des extrémités pour fixation de pansements						
Anwender/ Utilisateur	Durch medizinisches Fachpersonal / Par du personnel médical						
Lagerbedingungen/ Conditions de stockage	Trocken bei 8 bis max. 30 °C lagern / Stocker au sec entre 8 et max 30 °C						
Einwegprodukt/ Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non Pro Patient / par patient						
Sterilisierbares Produkt/ Produit stérilisable	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non						
Sterilisierbar mit/ Stérilisable avec	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur						
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Herstellungsdatum / 5 ans après date de production						

Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3005.9000
Beutel-Etikette nach MDR/ <i>Etiquette sachet</i> <i>selcon MDR</i>	<p style="text-align: center;"><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p style="text-align: center;">REF 43166</p> <p>forni-Coesiva 6 cm x 4 m, latexfree, weiss, einzeln in Zellophan verpackt forni - Bande de gaze cohésive 6 cm x 4 m, blanche, latex-free, emballée en cellophane blanche forni - Benda di garza coesiva 6 cm x 4 m, latex-free, bianco, singolo in cellophane</p> <p style="text-align: center;">6 cm x 4 m</p> <p style="text-align: center;">Schachtel/ carton/ scatola à 10 Stk./pcs/ pzi</p> <p> MD LOT 214914    </p> <p>      2026-11 </p> <p style="text-align: right;"> UDI  </p> <p>  forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160167637 +41 (71) 6423568 (17)261130 www.fornimedical.ch (10)214914 </p>