











Technical File für/Fiche technique pour forni COESIVA XL elastische Kohäsive Gazefixierbinde / bande de gaze cohésive élastique forni COESIVA XL

Artikelnummer/Référence	43182 - 43190			
Bezeichnung/Désignation	FORNI COESIVA XL elastische Gazefixierbinde, Latex & PHT frei / FORNI COESIVA XL bande de gaze cohésive élastique, sans latex et PHT			
Beschreibung/Description	Selbstklebende elastische Gazefixierbinde / Bandes de gaze élastique cohésive			
Eigenschaften/Propriétés	Sehr weiche Qualität, ohne Verbandsklammer / Qualité très molle, sans agrafes			
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril non stérile	<input type="checkbox"/> einfach steril verpackt emb. stérile simple	<input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt emb. stérile double	
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	42 % Baumwolle, 29 % Viscose, 28 % Polyamid & 1 % Elasthan Latex & PHT frei Materialgewicht; m2 = 50 gr, 42 % coton, 29 % viscose, 28 % polyamide & 1 % élasthanne sans latex et PHT free poids matériel; m2 = 50 gr,			
Farbe/Couleur	weiss/ blanc			
Elastizität/ Extention Toleranz/Tolérance	90 % +/-10 %			
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	Ref:	Grösse/ Taille	Mi-Gel –Code/ Code Lima	Gewicht/Schach. Poids / boîte
Mi-Gel - Code/ Gewicht/ Code Lima/ Poids	43182	2,5 cm x 4 m	35.01.06.11.1	120 gr
	43184	4 cm x 4 m	35.01.06.12.1	152 gr
	43186	6 cm x 4 m	35.01.06.14.1	213 gr
	43188	8 cm x 4 m	35.01.06.16.1	275 gr
	43190	10 cm x 4 m	35.01.06.18.1	336 gr

GTIN 1/ Stück/pièce GTIN 2/ Schachtel/ boîte	Ref:	GTIN 1/ Stk - pce	GTIN 2/ Sch. - boîte
	43182	7640160163103	7640160160225
	43184	7640160160119	7640160163110
	43186	7640160169273	7640160163127
	43188	7640160169471	7640160163134
	43190	n/a	7640160163141
Gewicht/Poids	Siehe Tabelle / voir tableau		
Reinigung/Nettoyage	n/a		
Verpackung/Emballage	Schachtel à 10 Stück, = 4 m einzeln in Cellophan verpackt / Boîte de 10 pièces, = 4 m emballage individuel en cellophane		
Markierung/Marquage	CE		
Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant	Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse 13, 9214 Kradolf Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse. 13, 9214 Kradolf		
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is
	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb
	<input type="checkbox"/> III		
e-class	34-19-01-02		
Mi-Gel Code/ Code Lima	Siehe Tabelle/ voir tableau		
UMDN/GMDN N°	12074		
EMDN	M03		
GTIN Ebene 1/siehe Tabelle			
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> DEHP	
Bioburden-Test vorhanden od Biokompatilibty <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non	
Notified Body / Nr.	n/a		
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Als Verband für alle Extremitäten, auch zur Fixierung von Verbänden / Pour bandage des extrémités pour fixation de pansements		
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal / Par du personnel médical		
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken bei 8 bis max. 30 °C lagern / Stocker au sec entre 8 et max 30 °C		
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui	<input type="checkbox"/> Nein/Non	
	Pro Patient / par patient		
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non	
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO	<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma	<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Herstellungsdatum / 5 ans après date de production		

Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3005.9000
Beutel-Etikette nach MDR/ <i>Étiquette sachet</i> <i>selcon MDR</i>	<p style="text-align: center;"><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p style="text-align: center;">REF 43182</p> <p>forni - Coesiva XL 4 m x 2.5 cm, elastische kohäsive Gazebinde, weiss, latexfree forni - Coesiva XL 4 m x 2.5 cm, élastique, blanche, latex free forni - Coesiva XL 4 m x 2.5 cm, piú elastica, bianca, latex free</p> <p style="text-align: center;">2.5 cm x 4 m</p> <p style="text-align: center;">Schachtel/ carton/ scatola - 10 Stück/ pièces/ pezzi</p> <p> MD LOT 203504 </p> <p>       2027-04 2022-04 </p> <p style="text-align: right;"> UDI  </p> <p>  forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640183350221 +41 (71) 6423568 (17)270430 www.fornimedical.ch (10)203504 </p>