



Technical File für/Fiche technique pour FORNI COESIVA Gazefixierbinde / FORNI COESIVA bande de gaze cohésive

Artikelnummer/ Référence	43104 - 43110			
Bezeichnung/ Désignation	FORNI COESIVA Gazefixierbinde, latex & PHT frei / FORNI COESIVA bande de gaze cohésive, sans latex et PHT			
Beschreibung/ Description	Selbstklebende Gazefixierbinde / Bande de gaze de fixation cohésive			
Eigenschaften/ Propriétés	Sehr weiche Qualität, ohne Verbandsklammer / Qualité très molle, sans agrafe			
Sterilität/ Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril non stérile	<input type="checkbox"/> einfach steril verpackt emb. stérile simple	<input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt emb. stérile double	
Material/Zusammensetzung/ Matériel/Composition	42 % Baumwolle, 29 % Viscose & 29 % Polyamid Latex & PHT frei Materialgewicht; m2 = 50 gr, Elastizität; 50% / 42 % coton, 29 % viscose & 29 % polyamide, sans latex & PHT poids matériel; m2 = 50 gr, Extension; 50%			
Farbe/Couleur	weiss/ blanc			
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	Ref:	Grösse/ Taille	GTIN 1 Rolle à 1 Stk./ rouleau de 1 pc	Gewicht/ poids Mi-Gel Code/ Code Lima
GTIN 1/ Gewicht/ Mi-Gel Code GTIN 1/ Poids/ Code Lima	43104	4 cm x 20 m	7640160169341	75 gr 35.01.06.13.1
	43106	6 cm x 20 m	7640160166272	82 gr 35.01.06.15.1
	43108	8 cm x 20 m	7640160162960	91 gr 35.01.06.17.1
	43110	10 cm x 20 m	7640160162977	141 gr 35.01.06.19.1

Gewicht/Poids	Siehe Tabelle / <i>voir tableau</i>						
Reinigung/ Nettoyage	n/a						
Verpackung/ Emballage	Schachtel à 1 Stück = 20 m / <i>Boîte de 1 pièce = 20 m</i>						
Markierung/Marquage	CE						
Lieferant/ Fournisseur Hersteller/ Fabricant	Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse 13, 9214 Kradolf Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse. 13, 9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse/ Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-19-01-02						
Mi-Gel Code/ Code Lima	Siehe Tabelle/ <i>voir tableau</i>						
UMDN/GMDN N°	10274						
EMDN	M03						
GTIN Ebene 1/siehe Tabelle	<i>Voir tableau</i>						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex			<input type="checkbox"/> DEHP			
Bioburden-Test vorhanden Oder Biokompatibilität/ Essai bioburden disponible	<input type="checkbox"/> Ja/Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non			
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck/ Utilisation prévue	Als Verband für alle Extremitäten, auch zur Fixierung von Verbänden / <i>Pour bandage des extrémités pour fixation de pansements</i>						
Anwender/ Utilisateur	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>						
Lagerbedingungen/ Conditions de stockage	Trocken bei 8 bis max. 30 °C lagern / <i>Stocker au sec entre 8 et max 30 °C</i>						
Einwegprodukt/ Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui			<input type="checkbox"/> Nein/Non			
	Pro Patient/ <i>par patient</i>						
Sterilisierbares Produkt/ Produit stérilisable	<input type="checkbox"/> Ja/Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non			
Sterilisierbar mit/ Stérilisable avec	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/ <i>Rayons gamma</i>			<input type="checkbox"/> Dampf/ <i>Vapeur</i>	
Haltbarkeit/ Durabilité	5 Jahre ab Herstellungsdatum / <i>5 ans après date de production</i>						

Zolltarifnummer/ Numéro tarifaire douanier	3005.9000
Beutel-Etikette nach MDR/ Etiquette sachet selon MDR	<p style="text-align: center;"><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p style="text-align: center;">REF 43108</p> <p>forni - Coesiva, 8 cm x 20 m, elastische kohäsive Gazebinde, weiss, latex-frei forni - Coesiva, 8 cm x 20 m, bande de gaze élastique cohésive blanche forni - Coesiva, 8 cm x 20 m, benda di garza elastica coesiva, bianca</p> <p style="text-align: center;">8 cm x 20 m</p> <p style="text-align: center;">Schachtel/ boîte/ scatola - 1 Stück/ pièce/ pezzo</p> <p> MD LOT 214912    </p> <p>       2026-11 2021-11 </p> <p style="text-align: right;"> UDI  </p> <p>  forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160162960 +41 (71) 6423568 (17)261130 www.fornimedical.ch (10)214912 </p>