















Technical File für/Fiche technique pour pour forni festkantige Gazebinden / forni bandes de gaze avec lisière tissées

Artikelnummer/Référence	31201 - 31204				
Bezeichnung/Désignation	forni festkantige Gazebinde / forni - bandes de gaze avec lisière tissée				
Beschreibung/Description	Nicht elastische festkantige Gazebinde / Bandes de gaze avec lisière tissée, ne s'effiloche pas				
Eigenschaften/Propriétés	Bis 2 cm Breite; 24-fädig, ab 4 cm; 20-fädig, ohne Verbandsklammer, Elastizität; 0% / Jusqu'à 2 cm de large ; 24 fils, à partir de 4 cm ; 20 fils, sans agrafes, éxtention ; 0%				
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile</i> <i>emb. stérile simple</i> <i>emb. stérile double</i>				
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	100 % Baumwolle, Latex & PHT frei, Materialgewicht; m2 = 39 gr / 100 % coton, latex et PHT free, poids matériel; m2 = 39 gr				
Farbe/Couleur	weiss / blanc				
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	Ref.	Grösse / Taille	Gewicht / poids	GTIN	Mi-Gel Code/ Code Lima
	31201	1 cm x 10 m	398 gr	7640160161482	35.01.06.02.1
	31202	2 cm x 10 m	578 gr	7640160161499	35.01.06.02.1
	31204	4 cm x 10 m	813 gr	7640160161505	35.01.06.02.1
Gewicht/Poids	Siehe Tabelle / Voir tableau				
Reinigung/Nettoyage	n/a				

Verpackung/Emballage	Schachtel à 50 Stück, einzeln in Cellophan verpackt / <i>Bôte de 50 pièces, emballage individuel en cellophane</i>						
Markierung/Marquage	CE						
Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant	Forni medical gmbh, Heldswilerstr. 13, 9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-19-01-01						
Mi-Gel Code/ Code Lima	Siehe Tabelle / <i>Voir tableau</i>						
UMDN/GMDN N°	10274						
EMDN	M03						
GTIN Ebene 1/siehe Tabelle	<i>Voir tableau</i>						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
Bioburden-Test vorhanden od Biokompatibilität Essai bioburden disponible	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck Utilisation prévue	Als Verband für alle Extremitäten, auch zur Fixierung von Verbänden / <i>Pour bandage des extrémités pour fixation de pansements</i>						
Anwender Utilisateur	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>						
Lagerbedingungen Conditions de stockage	Trocken lagern, nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme über 30 °C u/o Kälte (unter 8°C) lagern / <i>Stocker au sec, ne pas laisser pour longtemps à la chaleur passé 30°C et/ou au froid (sous 8°C)</i>						
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui		<input type="checkbox"/> Nein/Non Pro Patient / par patient				
Sterilisierbares Produkt Produit stérilisable	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input type="checkbox"/> Nein/Non				
Sterilisierbar mit Stérilisable avec	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma			<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur	
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Herstellungsdatum / <i>5 ans après date de production</i>						

Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3005.9000
Beutel-Etikette nach MDR/ <i>Étiquette sachet</i> <i>selcon MDR</i>	<p style="text-align: center;"><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p style="text-align: center;">REF 31204</p> <p>Forni - Festkantige Gazebinde 4 cm x 10 m, 20-fädig, einzeln in cellux verpackt Forni - Bande de gaze tissée, 20-fils, 4 cm x 10 m, emballage individuel en cellophane Forni - Bende di garza, 20-strati, 4 cm x 10 m, imballaggio di 1 pz in cellux</p> <p style="text-align: center;">4 cm x 10 m Box à 50 Stück/ pièces/ pezzi</p> <p> MD LOT 212805    </p> <p>       2026-06 </p> <p style="text-align: right;">  2021-06 </p> <p style="text-align: center;"> UDI  </p> <p>  forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160161505 +41 (71) 6423568 (17)260630 www.fornimedical.ch (10)212805 </p>