












**Technical File für/Fiche technique pour forni IDEAL cotton elastische Kurzzugbinde /  
bande élastique forni IDEAL coton**

<b>Artikelnummer/Référence</b>	<b>33504 - 33512</b>				
<b>Bezeichnung/Désignation</b>	FORNI IDEAL cotton elastische Kurzzugbinde Latex & PHT frei / FORNI IDEAL coton bande élastique sans latex et PHT				
<b>Beschreibung/Description</b>	Elastische Kurzzugbinde mit Verbandsklammer / Bande élastique à courte tension avec agrafe				
<b>Eigenschaften/Propriétés</b>	Mit 1 Verbandsklammer / avec 1 agrafe = 33504 - 33508 Mit 2 Verbandsklammern / avec 2 agrafes = 33510 - 33512				
<b>Sterilität/Stérilité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile</i> <i>emb. stérile simple</i> <i>emb. stérile double</i>				
<b>Material/Zusammensetzung Matériel/Composition</b>	98% Baumwolle & 2% Lycra, Latex & PHT frei, Materialgewicht; m2 = 120 gr / 98 % coton, & 2 % Lycra, sans latex et PHT, poids matériel; m2 = 120 gr				
<b>Farbe/Couleur</b>	weiss / blanc				
<b>Masse / Kapazität Dimensions/Capacité</b>	<b>Ref.</b>	<b>Grösse/ Taille</b>	<b>Gewicht/ poids</b>	<b>GTIN</b>	<b>Mi-Gel / Code Lima</b>
	33504	4 cm x 5 m	289 gr	7640160161925	35.01.07.01.1
	33506	6 cm x 5 m	407 gr	7640160161932	35.01.07.02.1
	33508	8 cm x 5 m	475 gr	7640160161949	35.01.07.03.1
	33510	10 cm x 5 m	523 gr	7640160161956	35.01.07.04.1
	33512	12 cm x 5 m	553 gr	7640160161963	35.01.07.05.1
<b>Gewicht/Poids</b>	Siehe Tabelle / Voir tableau				
<b>Reinigung/Nettoyage</b>	Handwäsche, an der Luft trocknen / Lavable à la main, sécher à l'aire libre				
<b>Verpackung/Emballage</b>	Schachtel à 10 Stück / Boîte de 10 pièces				
<b>Markierung/Marquage</b>	CE				

<b>Lieferant / Fournisseur</b> <b>Hersteller / Fabricant</b>	Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse 13, 9214 Kradolf Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse. 13, 9214 Kradolf						
<b>Medizinproduktklasse</b> <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
<b>e-class</b>	34-19-03-01						
<b>Mi-Gel Code/ Code Lima</b>	Siehe Tabelle / <i>Voir tableau</i>						
<b>UMDN/GMDN N°</b>	10274						
<b>EMDN</b>	M03						
<b>GTIN Ebene 1/siehe Tabelle</b>	<i>Voir tableau</i>						
<b>Enthält/Contient</b>	<input type="checkbox"/> Latex			<input type="checkbox"/> DEHP			
<b>Bioburden-Test vorhanden od Biokompatilibty</b> <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non			
<b>Notified Body / Nr.</b>	n/a						
<b>Verwendungszweck</b> <i>Utilisation prévue</i>	Als Verband für alle Extremitäten, auch zur Fixierung von Verbänden / <i>Pour bandage des extrémités pour fixation de pansements</i>						
<b>Anwender</b> <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>						
<b>Lagerbedingungen</b> <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme über 30 °C u/o Kälte (unter 8°C) lagern /  <i>Stocker au sec, ne pas laisser pour longtemps à la chaleur passé 30°C et/ou au froid (sous 8°C)</i>						
<b>Einwegprodukt/Produit jetable</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui Pro Patient/ <i>par patient</i>			<input type="checkbox"/> Nein/Non			
<b>Sterilisierbares Produkt</b> <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non			
<b>Sterilisierbar mit</b> <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma			<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur	
<b>Haltbarkeit/Durabilité</b>	5 Jahre ab Herstellungsdatum / <i>5 ans après date de production</i>						

<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3005.9000
<b>Beutel-Etikette nach MDR/</b> <i>Étiquette sachet</i> <i>selcon MDR</i>	<p style="text-align: center;"><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p style="text-align: center;"><b>REF 33512</b></p> <p>forni - Ideal "coton" Idealbinde weiss 12 cm x 5 m mit 2 Verbandsklammern                  forni - Ideal "coton" Bande idéal, blanche 12 cm x 5 m avec 2 agrafes                  forni - Ideal "coton" Benda ideale, bianca 12 cm x 5 m con 2 clips</p> <p style="text-align: center;"><b>12 cm x 5 m</b></p> <p style="text-align: center;">Schachtel/ carton/ scatola à 10 Stk./pcs/pz</p> <p> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MD</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</span> 789-22                 </p> <p>                        2025-08                  2020-08             </p> <p style="text-align: right;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">UDI</span>  </p> <p>                  forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160161963                  +41 (71) 6423568 (17)250831                  www.fornimedical.ch (10)789-22             </p>