













**Technical File für/Fiche technique pour pour forni IDEAL SPEZIAL elastische Mittelzugbinde mit Schweissnaht / bande élastique forni IDEAL SPEZIAL avec rebord soudé**

<b>Artikelnummer/Référence</b>	<b>39504 - 39512</b>				
<b>Bezeichnung/Désignation</b>	<b>FORNI IDEAL SPEZIAL elastische Mittelzugbinde mit Schweissnaht, Latex &amp; PHT frei /</b> <b>FORNI IDEAL SPEZIAL bande élastique à tension Moyenne, avec rebord soudé sans latex et PHT</b>				
<b>Beschreibung/Description</b>	Elastische Mittelzugbinde mit Schweissnaht und Verbandsklammer / <i>Bande élastique à tension moyenne avec rebord soudé et agrafe</i>				
<b>Eigenschaften/Propriétés</b>	Mit 1 Verbandsklammer, avec 1 agrafe = 39504 – 39508 / <i>Mit 2 Verbandsklammern, avec 2 agrafes = 39510 - 39512</i>				
<b>Sterilität/Stérilité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. stérile double</i>				
<b>Material/Zusammensetzung Matériel/Composition</b>	60 % Baumwolle, 33 % Polyamide & 7 % Polyurethan Latex & PHT frei Materialgewicht; m2 = 113 gr, Elastizität; 160% <i>60 % coton, 33 % polyamide &amp; 7 % polyuréthane sans latex et PHT                  poids matériel; m2 = 113 gr, Extension; 160%</i>				
<b>Farbe/Couleur</b>	weiss/ <i>blanc</i>				
<b>Masse / Kapazität Dimensions/Capacité</b>	<b>Ref.</b>	<b>Grösse/Taille</b>	<b>Gewicht/ poids</b>	<b>GTIN</b>	<b>Mi-Gel / Code Lima</b>
	39504	4 cm x 5 m	283 gr	7640160162144	35.01.07.01.1
	39506	6 cm x 5 m	400 gr	7640160162151	35.01.07.02.1
	39508	8 cm x 5 m	503 gr	7640160162168	35.01.07.03.1
	39510	10 cm x 5 m	671 gr	7640160162175	35.01.07.04.1
	39512	12 cm x 5 m	774 gr	7640160162182	35.01.07.05.1
<b>Gewicht/Poids</b>	Siehe Tabelle / <i>Voir tableau</i>				
<b>Reinigung/Nettoyage</b>	Handwäsche, an der Luft trocknen <i>Lavable à la main, sécher à l'aire libre</i>				



<b>Verpackung/Emballage</b>	Schachtel à 10 Stück / <i>Boîte de 10 pièces</i>
<b>Markierung/Marquage</b>	CE
<b>Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant</b>	Forni medical gmbh, Heldswilerstr. 13, 9214 Kradolf Forni medical gmbh, Heldswilerstr. 13, 9214 Kradolf
<b>Medizinproduktklasse Classe dispositifs médicaux</b>	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> Ir <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III
<b>e-class</b>	34-19-04-01
<b>Mi-Gel Code/ Code Lima</b>	Siehe Tabelle / <i>Voir tableau</i>
<b>UMDN/GMDN N°</b>	10274
<b>EMDN</b>	M03
<b>GTIN Ebene 1/siehe Tabelle</b>	<i>Voir tableau</i>
<b>Enthält/Contient</b>	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP
<b>Bioburden-Test vorhanden od Biokompatibilität Essai bioburden disponible</b>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
<b>Notified Body / Nr.</b>	n/a
<b>Verwendungszweck Utilisation prévue</b>	Als Verband für alle Extremitäten, auch zur Fixierung von Verbänden / <i>Pour bandage des extrémités pour fixation de pansements</i>
<b>Anwender Utilisateur</b>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>
<b>Lagerbedingungen Conditions de stockage</b>	Trocken lagern, nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme über 30 °C u/o Kälte (unter 8°C) lagern / <i>Stocker au sec, ne pas laisser pour longtemps à la chaleur passé 30°C et/ou au froid (sous 8°C)</i>
<b>Einwegprodukt/Produit jetable</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non Pro Patient / <i>par patient</i>
<b>Sterilisierbares Produkt Produit stérilisable</b>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
<b>Sterilisierbar mit Stérilisable avec</b>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
<b>Haltbarkeit/Durabilité</b>	5 Jahre ab Herstellungsdatum / <i>5 ans après date de production</i>

<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3005.9000
<b>Beutel-Etikette nach MDR/</b> <i>Étiquette sachet</i> <i>selcon MDR</i>	<div style="text-align: center;"> <p><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p><b>REF 39506</b></p> <p>forni - Ideal "Spezial" 6 cm x 5 m, elastische Mittelzugbinde, weiss, mit 1 Verbandsklammer                      forni - Ideal Spezial 6 cm x 5 m, bande élastique à tension moyenne, blanche, avec une agrafe                      forni - Ideal Spezial 6 cm x 5 m, benda elastica di compressione media, bianca con 1 clip</p> <p><b>6 cm x 5 m</b></p> <p>Schachtel/ cart./ scat. - 10 Stk/ pcs/ pzzi</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>MD</b> <b>LOT</b> 214909</p> <p><b>CE</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>      </p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>  </p> <p>  </p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><b>UDI</b> </p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>                      forni medical gmbh CH-9214 Kradolf                      +41 (71) 6423568                      www.fornimedical.ch</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>(01)07640160162151                      (17)261130                      (10)214909</p> </div> </div>