















**Technical File für/Fiche technique pour forni – FORTE LANGZUG-KOMPRESSIONSBINDE /  
bande de compression à extension longue forni FORTE**

<b>Artikelnummer/Référence</b>	<b>34708, 34710</b>				
<b>Bezeichnung/Désignation</b>	FORNI FORTE Langzug-Kompressionsbinde mit Schweissnaht Latex & PHT frei / <i>FORNI FORTE bande de compression à extension longue avec rebord soudé sans latex et PHT</i>				
<b>Beschreibung/Description</b>	Langzug-Kompressionsbinde / <i>Bande de compression à extension longue</i>				
<b>Eigenschaften/Propriétés</b>	Mit 1 Verbandsklammer / <i>avec 1 agrafe</i> = 34708 Mit 2 Verbandsklammern / <i>avec 2 agrafes</i> = 34710				
<b>Sterilität/Stérilité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. stérile double</i>				
<b>Material/Zusammensetzung Matériel/Composition</b>	92 % Baumwolle & 8 % Polyurethan, Latex & PHT frei, Materialgewicht; m2 = 145 gr, Elastizität; 170% / <i>92 % coton &amp; 8 % polyuréthane, sans latex &amp; PHT, poids matériel; m2 = 145 gr, Extension; 170%</i>				
<b>Farbe/Couleur</b>	Hautfarbig / <i>chair</i>				
<b>Masse / Kapazität Dimensions/Capacité</b>	<b>Ref.</b>	<b>Grösse/Taille</b>	<b>Gewicht / poids</b>	<b>GTIN</b>	<b>Mi-Gel / Code Lima</b>
	34708	8 cm x 7 m	915 gr	7640160162106	17.30.01.10.1
	34710	10 cm x 7 m	1203 gr	7640160162113	17.30.01.11.1
<b>Gewicht/Poids</b>	Siehe Tabelle / <i>Voir tableau</i>				
<b>Reinigung/Nettoyage</b>	Handwäsche, an der Luft trocknen / <i>Lavable à la main, sécher à l'aire libre</i>				
<b>Verpackung/Emballage</b>	Schachtel à 10 Stück / <i>Boîte de 10 pièces</i>				
<b>Markierung/Marquage</b>	CE				
<b>Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant</b>	Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse 13,9214 Kradolf Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse. 13, 9214 Kradolf				

<b>Medizinproduktklasse</b> <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
<b>e-class</b>	34-19-05-90						
<b>Mi-Gel Code/ Code Lima</b>	Siehe Tabelle / <i>Voir tableau</i>						
<b>UMDN/GMDN N°</b>	10274						
<b>EMDN</b>	M03						
<b>GTIN Ebene 1/siehe Tabelle</b>	<i>Voir tableau</i>						
<b>Enthält/Contient</b>	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
<b>Bioburden-Test vorhanden od Biokompatilibty</b> <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
<b>Notified Body / Nr.</b>	n/a						
<b>Verwendungszweck</b> <i>Utilisation prévue</i>	<p>Stützverband mit konstant hoher Kompression Ideal für alle Probleme im Zusammenhang mit dem symptomatischen Varikose-Komplex zur Prävention und Behandlung von Sport- und Berufstraumata. Zur Abstützung und Drainage bei dislozierten Prellungen und leichten Frakturen /</p> <p><i>Bandage de soutien à haute compression constante. Idéal pour tous les problèmes liés au complexe variqueux symptomatique pour la prévention et le traitement des traumatismes sportifs et professionnels. Pour le soutien et le drainage des contusions disloquées et des fractures légères</i></p>						
<b>Anwender</b> <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>						
<b>Lagerbedingungen</b> <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme über 30 °C u/o Kälte (unter 8°C) lagern / <i>Stocker au sec, ne pas laisser pour longtemps à la chaleur passé 30°C et/ou au froid (sous 8°C)</i>						
<b>Einwegprodukt/Produit jetable</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui		<input type="checkbox"/> Nein/Non				
	Pro Patient / <i>par patient</i>						
<b>Sterilisierbares Produkt</b> <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
<b>Sterilisierbar mit</b> <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO	<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma			<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur		
<b>Haltbarkeit/Durabilité</b>	5 Jahre ab Herstellungsdatum / <i>5 ans après date de production</i>						

<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3005.9000
<b>Beutel-Etikette nach MDR/</b> <i>Etiquette sachet</i> <i>selcon MDR</i>	<div style="text-align: center;">  <p><b>REF 34708</b></p> <p>forni - Forte Langzug Kompressionsbinde, 8 cm x 7 m,                      hautfarbig, mit 1 Verbandsklammer                      Bande de compression à tension longue, 8 cm x 7 m, chair,                      avec 1 agraf                      Benda di forte comprerssione, 8 cm x 7 m, colore pelle. con 1                      clip</p> <p><b>8 cm x 7 m</b>                      Schacht./ cart./ scat. - 10 Stk/ pcs/ pzzi</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MD</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</div> <div>214903</div> </div> <div style="display: flex; gap: 5px;">    </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;">       </div> <div style="text-align: right;">                 2026-11             </div> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: right;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">UDI</div>  </div> </div> <div style="margin-top: 20px;">  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="font-size: small;">                     forni medical gmbh CH-9214 Kradolf                      +41 (71) 6423568                      www.fornimedical.ch                 </div> <div style="font-size: small;">                     (01)07640160162106                      (17)261130                      (10)214903                 </div> </div> </div>