

miro-nosepad

Nasenschleuder/ Nasenverband



Das miro-nosepad besteht aus einem längs- und querelastischem Netzschlauch mit einer mittig eingearbeiteter Saugkomresse. Einfaches Anlegen durch bereits vorhandene „Ohrenschlaufen“. Die Komresse schmiegt sich an der Oberlippe an und hat ein großes Absorptionsvermögen. Die aufgenommene Flüssigkeit wird im Inneren der Komresse gebunden.

Anwendungsgebiete:

- im HNO-Bereich nach Nasenoperationen mit Sekret-Austritt

Bestellinformationen:

Größe	Art-N°	PZN	VE
Universalgröße	00200	01568033	20 St.
Universalgröße	00202	nicht gemeldet	40 St.

Materialzusammensetzung:

Polyamid
Baumwolle

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme und/oder Kälte lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Dehnung ca. (in %):	auf Anfrage
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	CE
Zolltarifnummer:	3005.9050
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I unsteril MDR (EU)217/745
Regel:	1
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
D-51674 Wiehl
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
info@miro-verbandstoffe.de
www.miro-verbandstoffe.com

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.