

miro-tube

elastischer Trikotschlauch



miro-tube ist ein nahtlos gewirkter Schlauchverband mit hohem Baumwollanteil und angenehmen Trageeigenschaften. Der Trikotschlauch ist äußerst elastisch und passt sich optimal an. miro-tube ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und überzeugt durch leichte Handhabung.

Anwendungsgebiete:

- als Hautschutz bei starren und halbstarren Verbänden (Gips, Zinkleimverbände)
- bei klebenden und entlastenden Verbänden
- bei Salbenverbänden
- Unterzug bei Kompressionsverbänden

Bestellinformationen:

Größe	Art-N°	PZN	Anwendung	VE
Gr.1 =1,50cm	90010	06417020	Fingerverbände	1 St.
Gr.2 =2,50cm	90012	06855464	gr. Fingerverbände	1 St.
Gr.3 =4,00cm	90013	06855470	Handverbände	1 St.
Gr.4 =6,00cm	90014	06855487	Armverbände	1 St.
Gr.5 =8,00cm	90015	06585493	Kinderkopfverbände	1 St.
Gr.6 =10,00cm	90016	06855501	Kopf /Knie / Oberschenkel	1 St.
Gr.6a* =12,00cm	90026	06855530	Knie /Oberschenkel	1 St.
Gr.7 =16,00cm	90017	06855518	Körperverbände	1 St.
Gr.8* =21,00cm	90018	06855524	gr. Körperverbände	1 St.

(Länge: ca. 20m)

Materialzusammensetzung:


67% Baumwolle

33% Viskose

* 100% Baumwolle

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Dehnung ca. (in %):	auf Anfrage
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	
Zolltarifnummer:	3005.9050
Haltbarkeit:	entfällt
Klassifizierung:	I unsteril
Anhang:	I und VII, nach RL 93/42 EWG
Regel:	1
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
D-51674 Wiehl
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
info@miro-verbandstoffe.de
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.