

miro-fixorip

kohäsive, elastische Fixierbinde, latexfrei



miro-fixorip ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar), sorgt für eine kontrollierte Kompression ohne abzuschnüren oder zu verrutschen. Die Binde ist wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden. miro-fixorip lässt sich einfach und gerade reißen, so dass keine Schere benötigt wird. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf Haut und Haaren, hat eine sehr gute Luftdurchlässigkeit, ist wasserabweisend, leicht und komfortabel.

Erhältlich in verschiedenen Breiten und Farben.

Einzeln cellophaniert.

Anwendungsgebiete:

- zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen (sehr gut einsetzbar im Sportbereich)
- zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen oder Verrenkungen

Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
5cm	52005	16796018	ca. 4,5m	10 St.
7,5cm	52008	16796024	ca. 4,5m	10 St.
10cm	52010	16796030	ca. 4,5m	10 St.
2,5cm	52702	16796047	ca. 4,5m	10 St.
5cm	52705	16796053	ca. 4,5m	10 St.
7,5cm	52708	16796076	ca. 4,5m	10 St.
10cm	52710	16796082	ca. 4,5m	10 St.
5cm	52105	16796099	ca. 4,5m	10 St.
7,5cm	52108	16796107	ca. 4,5m	10 St.
10cm	52110	16796159	ca. 4,5m	10 St.

(Länge gedehnt)

Materialzusammensetzung:

Polypropylen, Elasthan
Beschichtung: latexfreier Kleber

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 30°C) und/oder Kälte (unter 0°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Dehnung ca. (in %):	100 %
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	CE
Zolltarifnummer:	3005.9050
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I unsteril MDR (EU)217/745
Regel:	1
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
D-51674 Wiehl
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
info@miro-verbandstoffe.de
www.miro-verbandstoffe.com

Technische Daten, sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.