



Technical File für/Fiche technique pour Polsterschlauchbinden/ Bande de rembourrage

Artikelnummer/Référence	17806 - 17815			
Bezeichnung/Désignation	Forni-Soft Polsterschlauchbinde Forni-Soft Bande de rembourrage			
Beschreibung/Description	Forni-Soft synthetische Polsterschlauchbinde Forni-soft , bande de rembourrage synthétique			
Eigenschaften/Propriétés	Hautverträgliches Vlies, luftdurchlässig, kann faltenfrei angelegt werden Non-tissé, de haute tolérance cutanée, poreux, s'applique facilement sans faire de plis			
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <i>non stérile</i>	<input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <i>emb. simple stérile</i>	<input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>emb. double stérile</i>	
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	100 % Polyesterfasern ungebleicht 100 % Fibre de polyester non blanchi			
Farbe/Couleur	Weiss/ blanc			
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité GTIN 1 (Beutel/sachet) GTIN 2 (Umkarton/ carton)	Ref:	Grösse/ Taille Masse/Mesures	GTIN 1 (Beutel)	GTIN 2 (Umkarton)
	17806	6 cm x 3 m	7640160169860	7640160169877
	17808	8 cm x 3 m	7640160169884	7640160169891
	17810	10 cm x 3 m	7640160169907	7640160169914
	17815	15 cm x 3 m	7640160169921	7640160169938
Gewicht/Poids Mi-Gel-Nr./ Code Lima	Ref:	Mi-Gel/ LIMA	Beutel/ Sachet	Karton/ carton
	17806	17.30.05.10.1	215 g	7100 g
	17808	17.30.05.11.1	265 g	7020 g
	17810	17.30.05.12.1	330 g	6560 g
	17815	17.30.05.12.1	462 g	6620 g

Verpackung/Emballage	Alle Beutel à 12 Stück/ tous les sachets de 12 pièces 6 cm = Umkarton/ carton à 28 Beutel/ sachets 8 cm = Umkarton/ carton à 23 Beutel/ sachets 10 cm = Umkarton/ carton à 18 Beutel/ sachets 15 cm = Umkarton/ carton à 12 Beutel/ sachets						
Markierung/Marquage	CE						
Reinigung/Nettoyage	n/a						
Hersteller /Fabricant Lieferant / Fournisseur CH-REP Importeur	Miro Verbandstoffe GmbH, In den Wiesen 3, DE-51674 Wiehl forni medical gmbh, Heldswilerstrasse 13, CH-9214 Kradolf Herr Jan Möstel, Robert-Seidel-Hof, CH-8048 Zürich forni medical gmbh, Heldswilerstrasse 13, CH-9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-20-03-01						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP						
Bioburden-Test vorhanden Essai bioburden disponible	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non						
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck Utilisation prévue	Zur Unterpolsterung für starre und halbstarre Verbände (Gips- oder Zinkleimverbände), sehr gut geeignet zum Abpolstern von Schienenmaterial oder als Polsterung für Kompressionsverbände Pour rembourrer sous le plâtre, bandage rigides et semi-rigides (plâtres ou bande de plâtre de zink), bien approprié pour rembourrages d'attelles ou pour bandages de compression.						
Anwender Utilisateur	Medizinisches Fachpersonal Personnel médical						
Lagerbedingungen Conditions de stockage	Trocken lagern, nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme über 25 °C u/o Kälte (unter 10°C) lagern. Stocker au sec, ne pas laisser pour longtemps à la chaleur passé 25°C et/ou au froid (sous 10°C).						
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non						
Sterilisierbares Produkt Produit stérilisable	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non						
Sterilisierbar mit Stérilisable avec	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur						
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre nach Herstellungsdatum 5 ans après la date de production						
Zolltarifnummer Numéro tarifaire douanier	3005.9050						

Label nach MDR
Etiquette selon MDR

fm *forni medical gmbh*
Produkte für Ihren Spital- und Arztbedarf

forni-soft, 10 cm x 3 m
Synthetische Polsterbinde
Bande de rembourrage synthétique
Benda di imbottitura sintetica

18 Beutel/sachets/sacchetti à 12 Rollen/rouleaux/rotoli



REF
17810
036

















EAN: 7640160169914

Dipl.-Ing. (FH) Im. Mitzel
8048 Zürich
Rev: 2022-07

fm forni medical GmbH - CH-9214 Kradolf
Tel.: 0041-71-642-3568 - Fax: 0041-71-642-3083
 info@fornimedical.ch www.fornimedical.ch
 ■ Swiss Vorkontrollierte GmbH - In den Wäsen 3 - 53374 Nollath / Germany