

















**Technical File für/Fiche technique pour forni RETEFIX Netzschlauchverband elastisch /
bande élastique tubulaire forni RETEFIX**

Artikelnummer/Référence	57100 - 57109		
Bezeichnung/Désignation	FORNI RETEFIX Netzschlauchverband elastisch, Latex & PHT frei / FORNI RETEFIX bande élastique tubulaire, sans latex et PHT		
Beschreibung/Description	Elastischer Netzschlauchverband / Bande élastique tubulaire		
Eigenschaften/Propriétés	Individuell zuschneidbar, Einwegprodukt / A couper sur longueur selon besoin, usage unique		
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt non stérile emb. stérile simple emb. stérile double		
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	73 % Polyamid & 27 % Kautschuk, Latex & PHT frei / 73 % polyamide & 27 % caoutchouc, sans latex et PHT free		
Farbe/Couleur	Weiss / blanc		
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	Ref.	Grösse/Taille	Anwendung/ Utilisation
Verwendung / Utilisation	57100	Gr. 0 1.5 - 5.5 cm x 25 m	Finger / doigt
	57104	Gr. 4 6 - 21 cm x 25 m	Bein & Oberschenkel / jambe & cuisse
	57106	Gr. 6 9 - 40 cm x 25 m	Kopf & Schultern / Tête & épaules
	57107	Gr. 7 9.5 - 53 cm x 25 m	Brust, Becken & Schultern / Thorax, bassin & épaules
	57109	Gr. 9 11 - 65 cm x 25 m	Brust & Becken / Thorax & Bassin

GTIN 1 / Stück / pièce	Ref:	GTIN 1	Mi-Gel – Code / Code Lima	Gewicht/ poids			
Mi-Gel – Code / Gewicht/ Code Lima / Poid	57100	7640160167132	35.01.08.20.1	110 gr			
	57104	7640160167125	35.01.08.23.1	94 gr			
	57106	7640160167149	35.01.08.23.1	149 gr			
	57107	7640160167156	35.01.08.22.1	159 gr			
	57109	7640160167163	35.01.08.24.1	229 gr			
Reinigung/Nettoyage	Handwäsche, an der Luft trocknen / Lavable à la main, sécher à l'aire libre						
Verpackung/Emballage	Beutel à 1 Stück / Sachet de 1 pièce						
Markierung/Marquage	CE						
Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant	Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse 13, 9214 Kradolf Forni medical gmbh, Heldswilerstrasse 13, 9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-19-08-03						
Mi-Gel Code/ Code Lima	Siehe Tabelle / voir tableau						
UMDN/GMDN N°	10274						
EMDN	M03						
GTIN Ebene 1/siehe Tabelle	Voir tableau						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
Bioburden-Test vorhanden od Biokompatilibty Essai bioburden disponible	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck Utilisation prévue	Als Fixierung für Wundauflagen für alle Extremitäten, auch zur allgemeinen Fixierung / Comme fixation pour les pansements de blessures pour toutes les extrémités, également pour la fixation						
Anwender Utilisateur	Durch medizinisches Fachpersonal / Par du personnel médical						
Lagerbedingungen Conditions de stockage	Trocken lagern, nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme über 30 °C u/o Kälte (unter 8°C) lagern / Stocker au sec, ne pas laisser pour longtemps à la chaleur passé 30°C et/ou au froid (sous 8°C)						
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui		<input type="checkbox"/> Nein/Non Pro Patient / par patient				
Sterilisierbares Produkt Produit stérilisable	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
Sterilisierbar mit Stérilisable avec	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma			<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur	

Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Herstellungsdatum / 5 ans après date de production
Zolltarifnummer Numéro tarifaire douanier	3005.9000
Beutel-Etikette nach MDR/ Etiquette sachet selcon MDR	<p style="text-align: center;"><i>fm forni medical gmbh</i></p> <p style="text-align: center;">REF 57104</p> <p>Forni - "Retefix", Netzschlauchverband, Gr. 4 (6 - 21 cm) 25 m, weiss Forni - "Retefix", filet tubulaire élastique, taille 4 (6 - 21 cm), 25 m, blanc Forni - "Retefix", rete tubulare elastica, taglia 4 (6 - 21 cm), 25 m, bianco</p> <p style="text-align: center;">4 (6 - 21 cm)</p> <p style="text-align: center;">Dispenser - 1 Rolle / rouleau / rotolo</p> <p>   210317    </p> <p>       2026-03 2021-03 </p> <p style="text-align: right;">   </p> <p>  forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160167125 +41 (71) 6423568 (17)260331 www.fornimedical.ch (10)210317 </p>