



Technical File für/ Fiche technique pour Pahsco Urinmeter steril/ Urimètre stérile

Artikelnummer/ Référence	M06450
Bezeichnung/ Désignation	<p>Pahsco Urinmeter 450 ml steril, mit Rücklaufventil und geschlossenem System und horizontalem Ablaufschlauch, Auffangbeutel 2000 ml Schlauch 150 cm /</p> <p>Pahsco Urimètre 450 ml stérile, avec valve-anti-reflux et système clos, sac collecteur 2000 ml avec tuyau d'écoulement en position horizontale</p>
Beschreibung/ Description	<p>Pahsco Urinmeter mit Messkammer 450 ml steril, mit geschlossenem System und horizontalem Ablaufschlauch, Auffangbeutel 2000 ml, Schlauch 150 cm mit Schlauchklemme; Konnektor für die nadellose Urinabnahme, Plastikaufhänger für die Anbringung ans Bett und einer Schnur im seltenen Fall, dass der Aufhänger nicht an das Bettgestell passt. Latexfrei /</p> <p><i>Pahsco Urimètre avec chambre de mesure 450 ml stérile, système clos et sac collecteur de 2000 ml et tuyau d'écoulement en position horizontale, tuyau 150 cm avec collier de serrage ; raccord pour la prise d'urine sans aiguille ; support en plastique pour fixer au lit et cordon au cas où le support ne conviendrait pas. Sans latex</i></p>
Eigenschaften/ Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Beutel aus PVC mit transparenter Beschichtung auf der Vorderseite und aus weissem PVC auf der Rückseite • Messkammer mit präziser 1 ml Anzeige bis 40 ml, 5 ml Messschritte bis 110 ml, 10 ml bis 120 ml, anschliessend 20 ml bis 450 ml • Lüftungssystem: regelt den ständigen Luftstrom durchs System • Rücklaufventil, verhindert den Urinrückfluss in den Katheter • Nadelfreier Port zur keimfreien Urinabnahme • Einfacher Urinablass, mittels Schlauches am Beutelende, rasche Leerung / • <i>Sac en PVC avec revêtement transparent sur la partie d'avant et un PVC blanc sur l'arrière</i>



