




Technisches Datenblatt / Technical Data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Item Name</i>	Transafix® No. 1, unsteril <i>Transafix® No.1, non-sterile</i>
Artikelnummer <i>Item Number</i>	8700150
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstr. 21-23, 6126 Neu-Anspach Deutschland / <i>Germany</i>
Zweckbestimmung <i>Intendend purpose</i>	Das Fixierpflaster dient in der Anwendung als nicht-invasives Medizinprodukt zur Fixierung medizinischer Hilfsmittel, wie z.B. Sonden, Katheter, Schläuchen und Drainagen am Körper des Patienten. <i>The fixation tape is used as a non-invasive medical product to fix medical aids such as probes, catheters, tubes and drains on the patient's body</i>
Material <i>Material</i>	<p><u>Vorderseite / Front side</u> Beschichtungsträger / <i>Coating</i> Side by Side Band, weiß Gewebe mit Haken und Flauschseite aus 100% Polyamid <i>Side-by-side tape, white</i> <i>Fleece fabric with hook made of 100% polyamide</i></p> <p>Klebstoff / <i>Adhesive</i>: Hotmelt</p> <p>Abdeckmaterial / <i>Covering material</i>: PE-Folie, silikonisiert, weiß <i>PE-foil, siliconized, white</i></p> <p><u>Rückseite / Rear side</u> Beschichtungsträger / <i>Coating</i>: Folie, transparent, mikroperforiert <i>Foil, transparent, micro-perforated</i></p> <p>Klebstoff/ <i>Adhesive</i>: Acrylat / <i>Acrylate</i></p> <p>Abdeckmaterial / <i>Covering material</i>: Papier, weiß mit grünem Aufdruck, silikonisiert, geschlitzt <i>White paper with green print, siliconized, scored</i></p>



Besonderheiten <i>Special Features</i>	Latex frei – DEHP-frei <i>Latex free – DEHP free</i>	
	PVC (unter Verwendung von Cadmium als Stabilisator) wird bei der Herstellung unserer Pflaster nicht verwendet <i>PVC (used with Cadmium as stabiliser) is not used in the manufacture of our fixing tape.</i>	
Spezifische Kriterien <i>Specific criteria</i>	Kurzzeitkontakt (< 30 Tage) <i>Short term contact < 30 days</i>	
Kontraindikation <i>Contraindication</i>	Keine bekannten Kontraindikationen <i>No known contraindications</i>	
Normen <i>Standards/Regulations</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 und DIN EN ISO 9001 <i>Transatlantic is certified according to DIN EN ISO 13485 and DIN EN ISO 9001</i>	
Verwendbarkeit <i>Useability</i>	5 Jahre ab Herstellungsdatum <i>5 years from production</i>	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	75 (±2) mm x 16 (±2) mm, seitlich gerundet <i>75 (±2) mm x 16 (±2) mm, rounded edges</i>	
Kartonabmessung <i>Carton size</i>	<u>Faltschachtel / Folding box</u> 150 x 93 x 32 mm <u>Umkarton / Outer carton</u> 550 x 230 x 230 mm	
Lagerbedingungen <i>Storage Instructions</i>	Trocken, Lagertemperatur: 5° bis 25° C Vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Storage temperature: 5° to 25° C</i> <i>Keep away from direct sunlight</i>	
Verkaufseinheiten/sales unit	Stück/pcs.	UDI-DI
Spenderbox / dispenser box	100	04050856042408
Karton / carton	5.700	04050856042415
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	Medizinprodukt der Klasse I gem. MDR (EU) 2017/745 <i>Medical Device Class I in accordance to MDR (EU) 2017/745</i>	
