



Technisches Datenblatt / Technical data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Article description</i>	Transafix® 1 Nasalband <i>Transafix® 1 Nasal strip</i>
Artikelnummer <i>Article number</i>	8210300
Artikelbild <i>Picture</i>	
Ansicht des Spenderkartons <i>View of dispenser box</i>	
Hersteller <i>Manufacture</i>	Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH Deutschland / Germany
EUDAMED SRN	DE-MF-000009432
Produktspezifikation <i>Product specification</i>	Zur Fixierung von Nasalsonden in Verbindung mit einem Nasalhalter <i>For fixation of nasaltubes in conjunction with 1 nasal clip</i>
Material <i>Material</i>	Beschichtungsträger: beschichtete Seide <i>Coating: coated silk</i> Gewebe mit Flauschseite aus 100 % Polypropylen <i>Fabric with fleece side made of 100% polypropylene</i> Klebstoff/ <i>Adhesive</i> : Hotmelt Abdeckmaterial / <i>Cover material</i> : Silikonpapier, weiß, / <i>Silicon paper, white</i>
Besonderheiten <i>Specials</i>	Latex frei – DEHP-frei – PVC frei <i>Latex free – DEHP free – PVC free</i> PVC wird bei der Herstellung unserer Pflaster nicht verwendet <i>PVC during manufacture of our fixing-tapes not used</i>



Produktabmessung <i>Product dimension</i>	100 mm (±2) x 10 mm (±2)	
Verpackungsmaße <i>Packing dimension</i>	Druckverschlussbeutel / <i>Ziplock bag</i> : 80 x 120 x 0,050 mm Spenderkarton / <i>Dispenser box</i> : 160 x 100 x 161 mm Versandkarton / <i>Shipping carton</i> : 330 x 210 x 330 mm	
Verpackung <i>Packing</i>	1 Stück einzeln im Druckverschlussbeutel verpackt 50 Stück Druckverschlussbeutel pro Spenderkarton 8 Spenderkartons verpackt im Umkarton = 400 Stück <i>1 pc single packed in a ziplock bag 50 pcs. ziplock bags packed in dispenser box 8 dispenser boxes packed in 1 outer carton = 400 pcs.</i>	
Lagerbedingungen <i>Storage</i>	Trocken, Lagertemperatur: 5° bis 25°C Vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Storage temperatur: 5° to 25°C Keep away from direct sunlight</i>	
Normen <i>Standards/Regulation</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 + DIN EN ISO 9001 <i>Transatlantic is certified according DIN EN ISO 13485 + DIN EN SIO 9001</i>	
Verkaufseinheit/sales unit	Stück/pcs.	UDI-DI
Spenderbox / <i>dispenser box</i>	50	04050856043641
Karton / Carton	400	04050856043658
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	Medizinprodukt der Klasse I gem. MDR (EU) 2017/745 <i>Medical Device Class I MDR (EU) 2017/745</i>	
