



Technisches Datenblatt / Technical Data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Item Name</i>	Transafix® Fixierhalter-Set, unsteril <i>Transafix® Fixing-Set, non-sterile</i>
Artikelnummer <i>Item Number</i>	8700600
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstr. 21-23, 6126 Neu-Anspach Deutschland / <i>Germany</i>
Produktspezifikation <i>Product Specification</i>	Fixierhalter-Set zur Fixierung von Endotrachealtuben und nasalen Sonden. <i>Fixing-Set for fixing of endotracheal tubes and nasal probes.</i>
Material <i>Material</i>	<p><u>Wangenplatten / Cheek plates:</u> Polyester-Lochvlies, weiß / Polyester perforated fleece, white Klebstoff / <i>Adhesive:</i> Acrylat hypoallergen/ <i>Acrylate hypoallergenic</i> Abdeckmaterial / <i>Covering material:</i> Papier, silikonisiert, weiß <i>Paper, siliconized, white</i></p> <p><u>Fixierband / Fixing band</u> Velourband, weiß/ <i>Velor ribbon, white</i> Klebstoff / <i>Adhesive:</i> Hotmelt / <i>Hotmelt</i> Abdeckmaterial / <i>Covering material:</i> Papier, silikonisiert, weiß <i>Paper, siliconized, white</i></p>
Besonderheiten <i>Special Features</i>	Latex frei – DEHP-frei <i>Latex free – DEHP free</i> PVC (unter Verwendung von Cadmium als Stabilisator) wird bei der Herstellung unserer Pflaster nicht verwendet <i>PVC (used with Cadmium as stabiliser) is not used during the manufacture of our fixing tape.</i>
Anwendungsdauer <i>Duration of use</i>	Bis zu 30 Tage <i>Up to 30 days</i>
Verwendbarkeit <i>Useability</i>	5 Jahre ab Herstellungsdatum <i>5 years from production</i>



Transatlantic Clinic

Produkte für eine heile Welt

Normen <i>Standards/Regulations</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 und DIN EN ISO 9001 <i>Transatlantic is certified according to DIN EN ISO 13485 and DIN EN ISO 9001</i>
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	Ja Yes
Abmessungen <i>Dimensions</i>	Fixierplatte / <i>Fixing plate</i> : 65 (± 2) mm x 56 (± 2) mm Fixierband / <i>Fixing strip</i> : 110 mm (± 5 mm) x 8 mm (+ 2 mm; - 1 mm) 1 Set im Beutel / <i>1 Set in a bag</i> 90 x 90 mm (Innenmaß / <i>inner dimension</i>)
Kartonabmessung <i>Carton size</i>	<u>Faltschachtel / <i>Folding box</i></u> 205 x 159 x 90mm <u>Umkarton / <i>Outer carton</i></u> 396 x 396 x 294mm
Verpackung <i>Packaging</i>	50 Sets/PE-Beutel im Spenderkarton 12 Spenderkartons verpackt im Umkarton <i>50 Sets/PE-Bags per dispenser box</i> <i>12 dispenser boxes per 1 outer carton</i>
Lagerbedingungen <i>Storage Instructions</i>	Trocken, Lagertemperatur: 10° bis 25° C Vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Storage temperature: 10° to 25° C</i> <i>Keep away from direct sunlight</i>