




Technisches Datenblatt / Technical Data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Transa Einweg-Gleitfolie <i>Transa Disposable Sliding Foil</i>
Artikelnummer <i>Item Number</i>	4400200, 4400202, 4400203, 4400204
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstraße 21-23 61267 Neu-Anspach Deutschland / <i>Germany</i>
Produktspezifikation <i>Product Specification</i>	Die Transa Einweg-Gleitfolie ist eine Schlauchfolie, hautverträglich, reißarm und lebensmittelecht. <i>Transa disposable sliding foil is a tubular film, skin-friendly, tear-resistant and food safe.</i>
Material <i>Material</i>	Polyethylen LDPE / polyethylene LDPE Latexfrei / latex free Farbe: grün / color: green
Anwendungsgebiete <i>Intended use</i>	Die Transa Einweg-Gleitfolie kommt ausschließlich in Kliniken und Krankenhäusern zum Einsatz. Sie wird zu Transfers und Positionswechseln von Patienten verwendet. <i>Transa disposable sliding foil comes exclusively in clinics and hospitals. It is used to transfer and change the position of patients.</i>
Normen <i>Standards/Regulation</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2012 <i>Transatlantic is certified according to DIN EN ISO 13485:2012</i>
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	vorhanden <i>available</i>
Klassifizierung <i>Classification</i>	I
Abmessungen <i>Dimensions</i>	<u>Artikel / Item</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ref. 4400200: 60 cm x 100 m • Ref. 4400202: 50 cm x 100 m • Ref. 4400203: 60 cm x 100 m (Im Karton zum Abtrennen / in a box for separating) • Ref. 4400204: 53 cm x 180 cm (Auf der Rolle, perforiert / on a roll, perforated)
Lagerbedingungen Gebrauchsanweisung <i>Storage Usage warning</i>	Trocken, Lagertemperatur: 10° bis 25° C, 10 bis 50% Luftfeuchtigkeit Vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Storage temperature: 10° to 25° C, 10 to 50 %humidity Keep away from direct sunlight</i>