



Technisches Datenblatt / Technical data sheet	
Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Transatlantic Rollboard Standard Classic
Artikelnummer / Item Number	4401100
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller / <i>Manufacturer</i>	Transatlantic HG Stolpe & Co. mbH
Produktspezifikation <i>Product Specification</i>	Transferhilfe faltbar / <i>Transfer part foldable</i> Bezug: silber / <i>Cover: silver</i>
Material <i>Material</i>	<p><u>Kern / Core</u> Spezial-Leichtschaumstoff in Gleitgewebe <i>Special foam with sliding fabric</i></p> <p><u>Rolltuch / Cover</u> Gleitgewebe mit beschichteter Silberhülle <i>Sliding fabric with coated silver cover</i></p> <p><u>Endleisten / Trailing edges</u> Kunststoff mit Schlaufen <i>Plastic with loops</i></p>
Roll- / Zugbelastung <i>Roll- / tensile load</i>	max. 130 kg <i>max. 130 kg</i>
Normen <i>Standards/Regulation</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2012 <i>Transatlantic is certified according to DIN EN ISO 13485:2012</i>
CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	Ja <i>Yes</i>
Abmessungen <i>Dimensions</i>	180 x 50cm faltbar / <i>foldable: 180 x 50cm</i>
Verpackung <i>Packaging</i>	1 Stück verpackt im Polybeutel, verpackt im Umkarton <i>1 pcs packaged in polybag, inside cardboard box</i>
Lagerbedingungen <i>Storage</i>	Trocken, Lagertemperatur: 10° bis 25° C <i>Dry, Storage temperature: 10° to 25° C</i> Vor direkter Sonne schützen <i>Keep away from direct sunlight</i>
Gebrauchsanweisung <i>Manual</i>	Gebrauchsanweisung beachten! <i>Attention to the user manual!</i>