



Technisches Datenblatt / *Technical data sheet*

Artikelbezeichnung <i>Item Identification</i>	Transatlantic Rollboard Sonderedition, Standard 30 (Jubiläumsboard) <i>Transatlantic Rollboard Special Edition, Standard 30 (Anniversary Board)</i>
Artikelnummer <i>Item Number</i>	4500030
Artikelbild <i>Picture</i>	
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Transatlantic HG Stolpe & Co. mbH
Produktspezifikation <i>Product Specification</i>	Transferhilfe faltbar / <i>Transfer part foldable</i> Bezug: silber, röntgenfähig / <i>Cover: silver, x-ray compatible</i>
Material <i>Material</i>	<u>Kern / Core</u> Polyethylen mit Gleitgewebe, latexfrei <i>Polyethylene with sliding fabric, latex-free</i> <u>Rolltuch / Cover</u> Gleitgewebe mit beschichteter Silberhülle <i>Sliding fabric with coated silver cover</i> <u>Aufkleber / Sticker</u> Polycarbonat mit Spezialkleber <i>Polycarbonate with special adhesive</i>
Reinigung <i>Cleaning</i>	Das Rollboard kann mit medizinischen Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Zur Reinigung keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände verwenden. The transfer board can be cleaned with medical disinfectants. Do not use abrasive or bleaching agents, or any sharp objects for cleaning.
Roll- / Zugbelastung <i>Roll- / tensile load</i>	max. 300 kg <i>max. 300 kg</i>
Normen <i>Standards/Regulation</i>	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 und DIN EN ISO 9001 <i>Transatlantic is certified according DIN EN ISO 13485 and DIN EN ISO 9001</i>

CE-Kennzeichnung <i>CE-Declaration</i>	Ja Yes
Abmessungen <i>Dimensions</i>	180 cm x 50 cm; faltbar / <i>foldable</i> : 90 x 50 cm
Gewicht <i>Weight</i>	2 kg
Verpackung <i>Packaging</i>	1 Stück verpackt im Polybeutel, verpackt im Umkarton <i>1pcs packaged in polybag, inside cardboard box</i>
Lagerbedingungen <i>Storage</i>	Trocken, Lagertemperatur: 10° bis 25° C Vor direkter Sonne schützen <i>Dry, Storage temperature: 10° to 25° C</i> <i>Keep away from direct sunlight</i>
Gebrauchsanweisung <i>Manual</i>	Gebrauchsanweisung beachten! <i>Please pay attention to the user manual!</i>