













Technical File für/ Fiche technique pour Tricot-Strumpfschlauchverband / Bas tubulaire en tricot

Artikelnummer/ Référence	56370						
Bezeichnung/ Désignation	Tricot-Strumpfschlauchverband / Bas tubulaire en tricot						
Beschreibung/ Description	Tricot-Strumpfschlauchverband, hautfarbig, gerade Form "T" / Bas tubulaire en tricot, couleur chair, forme droite "T"						
Eigenschaften/ Propriétés	Stütz- und Kompressionsfunktion / Bon soutien et compression						
Sterilität/ Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril non stérile	<input type="checkbox"/> einfach steril verpackt emb. stérile simple	<input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt emb. stérile double				
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition							
Farbe/Couleur	Hautfarbig, roter Bund / Couleur chair, bord rouge						
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	7.5 cm x 70 cm						
Gewicht/Poids	Beutel/ sachet à 290 gr						
Reinigung/Nettoyage	Hand- oder Maschinenwäsche bis 30°C / Lavable à la main ou machine jusqu'à 30°C						
Verpackung/Emballage	Beutel à 10 Stück / Sachet de 10 pièces						
Markierung/Marquage	CE						
Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant CH-REP	Forni Medical gmbh, Heldswilerstr. 13, 9214 Kradolf INTEX SA, E-20140 Andoain (Guipuzcoa) CMC Medical Devices GmbH - CH-6300 Zug						
Medizinproduktklasse/ Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-19-07-05						
Mi-Gel Code/ Code Lima	n/a						
UMDN/GMDN N°°	n/a						
EMDN	M030405						
GTIN Ebene 1/niveau 1	7640160164575						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				

Bioburden-Test vorhanden/ <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Notified Body / Nr.	n/a
Verwendungszweck/ <i>Utilisation prévue</i>	Zur Kompression und Unterstützung der Beine, nach Venenoperationen oder zur post-operativen Behandlung; um Stauungen von Flüssigkeiten zu verringern. / <i>Soutien et compression pour les jambes, après des intervention des varices, ou pour prévention ou pour réduire le liquide dans les jambes.</i>
Anwender/ <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal / <i>Par du personnel médical</i>
Lagerbedingungen/ <i>Conditions de stockage</i>	Trocken bei 8 bis max. 30 °C lagern / <i>Stocker au sec entre 8 et max 30 °C</i>
Einwegprodukt/ <i>Produit jetable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non pro Patient/ <i>par patient</i>
Sterilisierbares Produkt/ <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit/ <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/ <i>Durabilité</i>	5 Jahre ab Herstellungsdatum / <i>5 ans après date de production</i>
Zolltarifnummer/ <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000
Beutel-Etikette nach MDR/ <i>Etiquette sachet selon MDR</i>	<p>fm forni medical gmbh REF 56370</p> <p>Tricot-Strumpfschlauchverband, hautfarbig, "T", 7.5 cm x 70 cm Bas tubulaire en tricot, couleur chair, "T", 7.5 cm x 70 cm Calza tubulare di tricot, pelle "T", 7.5 cm x 70 cm</p> <p>7.5 cm x 70 cm Beutel/ sachet/ sacchetto - 10 Stck/ pièces/pezzi</p> <p>   </p> <p>          </p> <p>   </p> <p>forni medical gmbh CH-9214 Kradolf (01)07640160164575 +41 (71) 6423568 (17)250831 www.fornimedical.ch (10)17412009</p>