



TouchmedFoam est un pansement hydroactif de pointe composé de mousse de polyuréthane à cellules mélangées. La mousse Touchmed est un pansement absorbant indiqué pour exsuder des plaies de nature différente. La conformation structurelle particulière de sa mousse favorise une absorption verticale rapide de l'exsudat et facilite son maintien à l'intérieur.

Le format sans bordure peut être coupé et adapté confortablement à chaque zone du corps, tandis que la version tranchante est un pansement complet et très absorbant qui associe une couche hydrocolloïde souple à la mousse de polyuréthane.


Disponible en différentes tailles et tailles spécifiques pour le sacrum et le talon.

Avantages

- Utiliser sous un bandage élastocompressif
- absorption et gestion de l'exsudat
- Application facile
- N'adhère pas à la plaie
- Film barrière externe semi-perméable
- Guérison en environnement humide

Indications

- La mousse TouchMed est indiquée comme pansement absorbant de toutes les lésions chroniques, en particulier:
- Ulcère du membre inférieur
 - Blessures en décubitus
 - Blessure du pied diabétique
 - Brûlures des degrés I et II
 - Ulcères oncologiques
 - Excellent comme bandage



Normal



Stade de la plaie

1 2 3 4

Absorption



Mince



Stade de la plaie

1 2 3 4


Absorption



La version sans bord nécessite une fixation



Medicazione con bordo



Medicazione senza bordo

