

art. 017

CHEVILLÈRE DE STABILISATION À OUVERTURE TOTALE

CODE DE REMB. N.R.




Cette orthèse a été conçue pour stabiliser la cheville à la suite d'une entorse et pour assurer la prévention de l'inversion et réversion, mouvements qui pourraient nuire à la guérison de cette dernière.

Elle est composée de deux parties : un bas de soutien ajustable et avec ouverture postérieure pour faciliter l'application durant la phase aiguë de l'entorse ; une bande à appliquer à la manière d'un taping en 8, qui limitera les mouvements non désirés. Pour assurer un confort maximal, et ce même durant un usage prolongé, ce produit est composé de tissus faits de fibres naturelles, hypoallergéniques et laissant passer la transpiration.

INDICATIONS

- Pathologies traumatiques : distorsions, tendinite, luxations
- Phase de rééducation : aide passive à la récupération fonctionnelle de la cheville
- Excellent soutien durant la pratique du sport



AMBIDEXTRE

| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (CM) | 21-26 | 26-30 | 30-36 | 36-40 | 40-45 |

COLORIS ●



100% Respirant



art. 019

ORTHÈSE DE STABILISATION DE LA CHEVILLE

CODE DE REMB. 7183268



Cette orthèse pédi-jambière extra pour la cheville a été conçue et fabriquée pour le soutien et la protection des muscles et des ligaments d'articulations endommagées à la suite d'un traumatisme, d'un effort ou d'une fatigue excessive.

Cette orthèse est faite d'un tissu élastique très spécial, un tulle de nylon dense dont les boucles microscopiques et résistantes permettent au velcro de bien adhérer.

Grâce à ce système spécifique, qui se base sur deux bandes élastiques renforcées, plusieurs positions de fermeture sont disponibles, selon le degré de soutien souhaité.

Le système à deux bandes élastiques renforcées pour « haute tension » permet d'obtenir facilement une immobilisation et un soutien accru de l'articulation et peut aider à prévenir l'inversion de la cheville.

INDICATIONS

- Pathologies traumatiques : distorsions, tendinite, accumulation de liquide dans la cheville
- Phase de rééducation : aide passive à la récupération fonctionnelle en phase avancée
- Excellent soutien durant la pratique du sport



Doublure intérieure en tissu Radyarn : antibactérien, anti odeur, souple et très confortable



Réglage variable en trois mesures.

AMBIDEXTRE
TAILLE UNIQUE

COLORIS ●

Hitech
TISSUE **rad yarn**
BACTÉRIOSTATIQUE bacteriostatic



100% Respirant



Anti-odeur



Durable



Bactériostatique

