

art. 554

CORSET DORSO-LOMBO-SACRÉE RÉGLABLE

CODE DE REMB. N.R.


NEW



- Nouveau design dans la partie scapulaire pour améliorer la coupe
- Les attelles semi-rigides en aluminium créent un soutien efficace de la colonne vertébrale sacrée et peuvent être extraites
- À l'arrière, il a une section dorsale renforcée pour éviter la migration des attelles de la zone paravertébrale
- Découpe latérale à la base du produit pour augmenter le confort
- Les bretelles sont anatomiques et revêtues de tissu Radyarn doux pour assurer le plus grand confort
- Le passage arrière élastique simplifie le système de traction des bandes
- Le devant avec croissant et la petite poche facilitent la fermeture et le réglage sur l'abdomen
- Léger et facile à porter
- Disponible en 2 couleurs (Gris foncé – Crème)

INDICATIONS

- Treatment post traumatic of the dorsal-lumbar-sacral region
- Osteoporosis, osteolysis, osteomalacia of the dorsal region
- Protection to the dorsal-lumbar region with an uniform grip of the pelvis



TAILLE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	> 130

COLORIS ● ●

Hitech
TISSUE
BACTÉRIOSTATIQUE

rad yarn
bacteriostatic



100%
Respirant



Ajustement
parfait



Anti-odeur



Durable



Bactériostatique

