

art. 021

ORTHÈSE DE STABILISATION ROTULIENNE À OUVERTURE TOTALE AVEC LÉGER SUPPORT LCL-CM


CODE DE REMB. N.R.



Cette genouillère est un stabilisateur de rotule.
L'ouverture complète de cette genouillère permet de la poser rapidement et de la régler aisément avec la compression désirée. L'ouverture rotulienne stabilise la rotule sans qu'aucune pression ne soit exercée sur la région des mollets.
Elle est dotée de baleines légères qui adhèrent parfaitement à l'articulation et assurent le maximum confort et la liberté de mouvement.
Uniquement en trois tailles.

INDICATIONS

- Pathologies traumatiques : épanchements articulaires, subluxation du ménisque, instabilités rotulienne, tendinite, traumas du ménisque
- Phase de rééducation : contention et protection post-trauma, rééducation avancée des pathologies rotuliennes et du ménisque, soutien passif pendant la rééducation et protection lors des activités sportives



AMBIDEXTRE - HAUTEUR : 29 CM

TAILLE	SMALL	REGULAR	EXTRA
(CM)*	35 - 40	40 - 48	48 - 58

* Circonférence au dessus du genou 10 cm

COLORIS ●

100%
COTON
SUR LA PEAU



100%
Respirant



art. 022 F

ORTHÈSE DE STABILISATION ROTULIENNE AVEC SUPPORT LCL-LCM


CODE DE REMB. 7183191



Cette genouillère est un stabilisateur de rotule et des ligaments.
L'ouverture complète de cette genouillère permet de la poser rapidement et de la régler aisément avec la compression désirée et l'ouverture rotulienne stabilise la rotule sans qu'aucune pression ne soit exercée sur la région des mollets.
Elle est dotée de baleines légères qui adhèrent parfaitement à l'articulation et assurent le maximum confort et la liberté de mouvement.
Uniquement en trois tailles.

INDICATIONS

- Pathologies traumatiques : épanchements articulaires, subluxation du ménisque, instabilités rotulienne, tendinite, traumas du ménisque.
- Phase de rééducation : contention et protection post trauma, rééducation avancée des pathologies rotuliennes et du ménisque, soutien passif pendant la rééducation et protection lors des activités sportives.



AMBIDEXTRE - HAUTEUR : 29 CM

TAILLE	SMALL	REGULAR	EXTRA
(CM)*	35 - 40	40 - 48	48 - 58

* Circonférence au dessus du genou 10 cm

COLORIS ●

100%
COTON
SUR LA PEAU



100%
Respirant



jambe
genou