

Intensivstation

Stationäre Pflege

Häusliche Pflege

Rettungsdienst

Transafix Fixierstreifen No. 2

Die hautschonende Fixierung von Zuleitungen kann Betroffenen zu mehr Komfort und Sicherheit verhelfen. Für die Fixierung von PEG oder CAPD, sowie die Zugentlastung von Infusionen o.ä. haben wir unser Transafix Fixierstreifen No. 2 entwickelt und bieten somit eine optimale Lösung für eine sichere Fixierung.

Basisträger der Klettbandauflage ist das Transpore-Trägerpflaster. Darin ist ein Klettverschluss integriert, mit welchem die Zuleitungen fixiert werden können.



Die Zuleitung kann sich entweder in der Klettflasche frei bewegen oder fixiert werden, indem man die Schutzfolie entfernt und somit eine Klebeschicht freilegt. Die Klettflasche kann beliebig oft geöffnet und geschlossen werden wodurch kein Austausch des Fixierstreifens bei Sondenwechsel, o.ä. nötig ist.

Das Pflaster ist atmungsaktiv und hautschonend und kann längerfristig auch auf sensibler Haut angebracht werden. Es ist anpassungsfähig und hat einen starken Halt, kann aber auch ohne Rückstände entfernt werden.

Der Transafix Fixierstreifen No. 2 ist in Kartons zu je 50 Stück erhältlich. Alle Verpackungseinheiten erhalten Sie unter Angabe der Pharmazentralnummer (PZN) in Ihrer Apotheke.



Vorteile im Überblick

- Freie Bewegung oder feste Fixierung des Schlauches in der Klettflasche
- Hautschonend, auch bei sensibler Haut
- Perfekt für PEG und CAPD
- Für eine längerfristige Behandlung geeignet
- Maximaler Patientenkomfort
- Höchster Qualitätsstandard
- Beliebig häufiges Öffnen und Verschließen der Klettflasche möglich

Transafix Fixierstreifen No. 2

Steril, mit Klettflasche | Größe: 9 x 3cm

Artikel-Nr. 8800200

PZN: 11269082

Unsteril, mit Klettflasche | Größe: 9 x 3cm

Artikel-Nr. 8700250

PZN: 00506107

Transafix Fixierstreifen No. 2

Auf einen Blick

Intensivstation

Stationäre Pflege

Häusliche Pflege

Rettungsdienst

- Perfekte Fixierung von PEG und CAPD oder sonstige mittlere Volumina
- Geeignet für eine längerfristige Anwendung
- Fixierstreifen muss bei Sondenwechsel, o.ä. NICHT gewechselt werden dank wiederverschließbarem Klettverschluss

Anwendungsgebiete:

PEG, CAPD, Infusionen u.Ä.

Liegedauer:

5-7 Tage

Illustration



ungebraucht



Schutzpapier gefaltet




Klebefläche freigelegt



geschlossen zur Fixierung

Produktabbildung in Originalgröße

**Transafix Fixierstreifen No. 2**

Steril, mit Klettlasche | Größe: 9 x 3 cm

Artikel-Nr. 8800200
 PZN: 11269082

Transafix Fixierstreifen No. 2

Unsteril, mit Klettlasche | Größe: 9 x 3 cm

Artikel-Nr. 8700250
 PZN: 00506107