

art. 138

IMMOBILISATEUR DE COUDE

CODE DE REMB. N.R.




Fig. A

- Le textile léger, doux et respirant maximise le confort
- Deux baleines latérales rigides aident à immobiliser le bras et le coude
- Le système de fermeture auto-agrippant facilite le port et la fixation
- La ceinture auto-agrippante supplémentaire autour du pouce garantit une stabilité maximale de l'orthèse

INDICATIONS

- Immobilisation postopératoire après une ostéosynthèse ou une chirurgie douce du coude
- Immobilisation après luxation
- Immobilisation après une contusion, une entorse ou une plaie infectée



DROITE ET GAUCHE

TAILLE	XS	S	M	L	XL
(CM)	< 30	30-34	34-36	36-38	> 38

COLORIS ●

100%
COTON
SUR LA PEAU



100%
Respirant

