

art. 576

CORRECTEUR DE POSTURE CLAVICULAIRE

CODE DE REMB. N.R.




Soutien passif aux muscles dorsaux, il maintient la colonne vertébrale droite, en soulageant les muscles cervicaux des tensions excessives. Cette orthèse est composée de deux bandes élastiques qui s'enfilent sur les épaules et se croisent derrière le dos pour ensuite se refermer sur l'abdomen. À porter par-dessus un sous-vêtement.

INDICATIONS

- Pathologies posturales : épaules tombantes, mauvaise posture du rachis et scoliose

Détail du croisement des deux bandes sur la partie dorsale



TAILLE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
(CM)*	70-76	76-82	82-88	88-96	96-102	102-110

* Distance de l'épaule à l'ombilic

COLORIS



100% Respirant



art. 577

SANGLE CLAVICULAIRE


CODE DE REMB. N.R.



Tuteur pour l'immobilisation de la clavicule en forme de 8 : composé d'un coussin dorsal où se croisent deux sangles qui sont composées de deux coussinets de protection. Il possède deux sangles de passage de la sangle et la fixation se fait à l'aide d'un velcro.

INDICATIONS

- Luxations et fractures de la clavicule



TAILLE	S	M	L
(CM)	65 - 85	85 - 105	105 - 125

COLORIS



100% Respirant

