

AIRCARETM



Distribution en Suisse:



FORNI MEDICAL GMBH

Heldswilerstrasse 13, CH-9214 Kradolf

+41 71 642 35 68

info@fornimedical.ch

www.fornimedical.ch

**Votre sécurité,
notre priorité.**

AIRCARE⁺


La solution de
protection.



Masque AirCare Plus :
Ajustement précis



Masques standard :
Fuites latérales



AIRCARE⁺

info@aircareplus.at
www.aircareplus.at

AirCare+ Standard

AirCare+ Masque de protection respiratoire :
EPI, FFP3, en silicone médical



Le **masque AirCare+ Standard** contient un filtre qui recouvre l'ensemble du cadre. L'air inspiré comme expiré est filtré. Grâce à son excellente étanchéité, ce masque protège non seulement l'utilisateur, mais aussi les personnes de son entourage.

AirCare+ Valve

Masque de protection respiratoire AirCare+ avec valve : EPI, FFP3, en silicone médical



Le **masque AirCare+ Valve** est équipé d'une valve expiratoire qui permet une respiration naturelle, même en cas d'effort intense. L'air expiré par la valve est dirigé vers le bas grâce à un diffuseur.

Conversion facile : avec le kit de mise à niveau de valve, transformez votre masque en modèle Valve.



Matériaux haute performance stérilisables

Filtres de rechange AirCare
économiques :

- Faible résistance respiratoire
- Haute performance de filtration
- 25 % de surface de filtration en plus

SecureFit pour un changement de filtre facile



**Personnalisation,
marquage et codage**
(par ex. service /
équipe)



AIRCARE+


info@aircareplus.at
www.aircareplus.at

- + Certifié.
- + Probablement plus sûr.
- + Économique.

Disponible et écologique.

La production locale et la longue durée de vie garantissent un produit durable de la plus haute qualité.

Fabriqué en Autriche.



	AIRCARE+	masques FFP3/N99 classiques
Efficacité économique 	1 masque, 2 filtres 22 jours / mois 100%	2 masques / jour 22 jours / mois FFP3 800 % – FFP2 630 %
Matériaux 	Sans métal ni matériaux corrosifs	Barrette nasale en métal : risque de corrosion, de rupture et de blessure
Humidité 	L'humidité et la pluie n'affectent pas le masque. Le séchage et le remplacement du filtre garantissent sa disponibilité.	En cas d'humidité et de pluie, le masque devient inutilisable.
Durabilité 	Durée de vie : 10 ans Sterilisable 1000 fois	Usage unique : 5 à 8 heures
Poids 	49g pour le masque + 1g par filtre Masque et 100 filtres = 149g (Durée d'utilisation d'environ 50 jours)	En moyenne 18g par masque 100 masques = 1800g (Durée d'utilisation d'environ 50 jours)
Déchets 	10 000 personnes × 2 filtres par jour : 7,3 tonnes de déchets par an (AIRCARE + filtre 1g)	10 000 personnes × 2 masques par jour : 131 tonnes de déchets par an (En moyenne 18g par masque)